

LECKEY[®]

Everyday Activity Seat
User Instructions

Manuel d'utilisation pour
le Siège Everyday Activity





The Everyday Activity Seat is a moderate seating system designed for use in the home and classroom. It comes in 3 sizes with adjustable seat height, depth and width to accommodate users from ages 1 to adult. This manual shows you how you can quickly and easily make use of all of the functions. The instructions on the safety and maintenance of the product will ensure that you will enjoy the use of this product for a long time.

Contents

- 01 Intended use
- 02 Declaration of conformity
- 03 Terms of warranty
- 04 Product history record
- 05 Product Training
- 06 Safety Information
- 07 How to unpack and assemble
- 08 Fitting the Covers
- 09 Clinical setup for postural management
- 10 Frequent adjustments for daily use
- 11 Cleaning and Care Information
- 12 Daily product inspection
- 13 Annual Product Inspection
- 14 Reissuing Leckey products
- 15 Product servicing
- 16 Technical Information

1. Intended Use

The Everyday Activity Seat comes in 3 sizes catering for the needs of children with disabilities. Size 1 is for kids aged 1-6, size 2 is for 5-12 years, and size 3 is for 11-18 with a maximum user weight of 30kgs (110lbs), 50kgs (132lbs), and 100kgs (220lbs) respectively.

2. Declaration of Conformity

James Leckey Design Ltd. as manufacturer with sole responsibility declares that the Leckey Everyday Activity Seat conforms to the requirements of the 93/42/EEC Guidelines and EN12182 Technical aids for disabled persons, general requirements and test methods.

3. Terms of Warranty

The Warranty applies only when the product is used according to the specified conditions and for the intended purposes, following all manufacturer's recommendations (also see general terms of sales, delivery and payment). A two year warranty is provided on all Leckey manufactured products and components.

4. Product History Record

Your Leckey product is classified as a Class 1 Medical device and as such should only be prescribed, set up or reissued for use by a technically competent person who has been trained in the use of this product. Leckey recommend that a written record is maintained to provide details of all setups, reissue inspections and annual inspections of this product.

5. Product Training Record (Clients & Carers)

Your Leckey product is a prescribed Class 1 Medical Device and as such Leckey recommend that parents, teachers and carers using the equipment should be made aware of the following sections of this user manual by a technically competent person.

Section 6

Safety Information

Section 9

Clinical Setup for postural management

Section 10

Frequent adjustment for daily use

Section 11

Cleaning & Care Information

Section 12

Daily Product Inspection

Leckey recommend that a written record is maintained of all those who have been trained in the correct use of this product.

6 Safety Information



6.1 Always read instructions fully before use.



6.2 Users should not be left unattended at any time whilst using Leckey equipment.



6.3 Only use Leckey approved components with your product. Never modify the product in any way. Failure to follow instructions may put the user or carer at risk and will invalidate the warranty on the product.



6.4 If in any doubt as to the continued safe use of your product or if any parts should fail, please cease using the product and contact our customer services department or local dealer as soon as possible.



6.5 Carry out all positional adjustments and ensure that they are securely fastened before you put the user into this product. Some adjustments may require the use of a tool which is provided with each product. Keep all tools out of reach of children.



6.6 When placing the user into the seat, for safety reasons, always secure the pelvic harness first.



6.7 When the product is stationary ensure that all four castors are locked and facing away from the base. This is especially important when the tilt and space and back recline facility is in use.



6.8 When the seat is in use please ensure that the height adjustment pedal or bolts and tilt in space are locked off and cannot be adjusted accidentally, especially if there are children in the area.



6.9 The Everyday Activity Seat is not a wheelchair and although mobility is an important feature of the seat we do not recommend that users be moved over uneven surfaces whilst in the equipment. All due care and attention should be taken if transporting the user from one seat to another.



6.10 The Everyday Activity Seat has not been crash tested therefore cannot be used in transport



6.11 Never leave the product on a sloping surface greater than 5 degrees. Always remember to lock all the castors.



6.12 Only use the push handle to steer and move the seat from one area to another. Never use the tray for this purpose.



6.13 The product contains components which could present a choking hazard to small children. Always check that locking knobs and bolts within the child's reach are tightened and secure at all times.



6.14 Leckey products comply with fire safety regulations in accordance with EN12182. However the product contains plastic components and therefore should be kept away from all direct sources of heat including naked flames, cigarettes, electric and gas heaters.



6.15 Never place hot items on the Activity Tray as they may damage the plastic.



6.16 Clean the product regularly. Do not use abrasive cleaners. Carry out maintenance checks on a regular basis to ensure your product is in good working condition.



6.17 The product is designed for indoor use and when not in use should be stored in a dry place that is not subjected to extremes of temperature. The safe operating temperature range of the product is +5° to +40° Celsius.

How to unpack and assemble

Check parts

Congratulations on purchasing your Everyday Activity Seat. All of the parts ordered will be contained in polythene bags with each one clearly labelled. Carefully remove them from the boxes and check all of the parts you have ordered.



Keep polythene bags away from children.

Multi Tool

A number of adjustments will require the use of a multi tool, which is supplied with each seat.



7.1 Attaching the sandals

To attach the sandals simply unscrew the knob and washers from the sandal. Place the sandal onto the footplate positioning the screw through the slot and replacing the washers and knob. Repeat this for the other side.



7.2 Attaching the armrests

Insert the armrest into the receiving bracket and secure at the desired height by tightening the knob (a).



7.3 Attaching the tray

To attach the grey, clear or black tray, insert the tray tubes through the centre of the armrests (a). To insert the Wooden tray, insert the single tray tube into the centre of the right or left armrest depending on position required (b). Once the tray is located in position (clear, black, grey or wooden) the knob (c) should be tightened securely.



7.4 Attaching the hip laterals

Unscrew the knob (a) from underneath the seat base. Place the hip lateral bracket onto the screw. Replace and tighten the knob.



7.5 Attaching the standard and flipaway chest lateral supports

To attach the chest lateral supports, line the bracket up with the slots in the metal backrest. Insert the two allen key bolts through the small oval plate, then the backrest slot, and into the two sliding parts sitting in the bracket and tighten.


To gain extra height with the laterals, take them off, turn them upside down, and reattach the left one on the right hand side of the back rest and vice versa.




7.6 Attaching shoulder protraction pads

To attach the shoulder protraction pads, align the 3 holes in the triangular plate with the 3 holes in the backrest (rear). Align the protraction pad bracket with the 3 holes at the front of the backrest. Insert the 3 bolts and washers into the full assembly and tighten (a). To fit protraction pads that have the triangular plate without a hole supplied, to the latest backrest on size 1 or size 2 seats, the SP-151-1843 retrofit kit is needed. This contains a triangular plate with a hole which fits over the additional popper on the new seatbase (b).

A



B




7.7 Attaching the pommel

Insert the pommel bracket into the recess, insert the knob (a) and tighten.



7.8 Attaching the footplate

For size 1 and 2, slide the footplate over the calf angle tube (a) and tighten bolt (b).
For size 3, slide the footplate tubes over the calf angle support tubes (c) and tighten bolts on each calf support (d).



7.9 Attaching the Abduction Side Pads

Line up the abduction side pad bracket with the slot at the front of the seat base when the seat is at maximum depth. Slide into the required position, insert bolt and tighten securely.



7.10 Attaching the Pelvic Harness

Open each Camlock (a). Attach each of the 4 straps through the Camlocks and continue to feed through to additional security triglide (b) then snap shut.



7.11 Attaching the Mygo headrest attachment bracket

Thread screws through the Mygo Headrest Attachment Bracket and Spacer Block. Align the assembly with the holes in the back plate and push through. Secure each end with bolt - tighten to secure.



7.12 Attaching the Calf Strap


Wrap the Calf Strap around the 2 Calf Support bars. Align the Poppers on the velcro strip and secure.



Once secured, slide the poppers around the back of the calf support struts to protect the users legs.



Fitting the Cushions





8.1 Backrest cushion

The backrest cushion can be attached by simply setting it onto the backrest, then pressing down to locate the snap fasteners at the top. Secure it to the Velcro on the backrest and loop the elastic over the hook. To fit the backrest cushions that have 4 tabs, to a seatshell which only has 2 poppers, the SP-1842 retrofit kit is needed.



8.2 Seat base cushion

The seat base cushion can be attached by simply setting it in place, then pressing down to locate the snap fasteners (a) at the back of the seat base, next fold the cover underneath the front of the seat base and locate the snap fasteners (b). There is a section of material located in the centre of the seat base cushion which can be used to cover the pommel receiver bracket when the pommel is not being used. Pull this section of material down from underneath the seat base cushion and attach using velcro strips at each side. When the pommel is in use, tuck this section underneath the seat base.



8.3 Chest lateral support covers

To attach the chest lateral support covers, simply slide the covers on the lateral support. Feed the plastic buckle through the slot in the cover, then bring the two Velcro fastener straps around the bottom of the moulding and attach them to the Velcro panel as shown. Close over the strap.



8.4 Hip laterals

Slide the covers over the hip lateral hardware with the zip on the outside. Close the zip and the velcro.



8.5 Hip lateral bracket cover

Slide the cover around the bracket until it covers the angle adjustment mechanism, pull the tab over the top the angle adjustment and press the snap fastener.



8.6 Shoulder protraction pad covers

Slide the cover over the shoulder protraction assembly and secure using the zips.



8.7 Head support cover

For Size 1 and 2, slide the cushion onto the head support. Snap the central fastener and two side fasteners in place. Bring the lower flap under the head support and attach the velcro (a). For Size 3 head support, place the cover over the head support and zip closed to secure (b).



8.8 Chest harness

The chest harness can be attached by clipping the male buckle (a) into the female buckle at either side of the lateral support.



8.9 Attaching the trunk harness

With your trunk harness you will receive two adjustable side straps, two adjustable shoulder straps, four camlock attachment clips (two with webbing straps attached, two without), two countersunk bolts, two button head bolts and four locking nuts. Fix the camlock attachment clips (a) two at the top (without webbing) and two at the bottom (with webbing) using a spanner and a multi tool. Attach the two at the bottom with the button head bolts through the hole in the webbing. Slide each of the four straps (b) through each of the camlock brackets and secure by pushing down on the bracket. Then connect the shoulder straps (c) into the two clips at the top and two at the side.



8.10 Abduction Side Pad Cover

Place cover over abduction side pad, close zip to secure.



Clinical Setup for Postural Management

The clinical setup of the product should be completed by a technically and clinically competent person who has been trained in the use of the product. Leckey recommend that a written record is maintained of all clinical setups for this product.

Set the backrest height, seat depth and footplate height before placing the child in the seat. These can be fine tuned when the child is in the seat.



9.1 Pelvic harness

For side adjustment, open the Camlocks and either pull the straps to tighten or feed the straps through to loosen, depending on fit required (a). To adjust in the centre pull the D Ring from the velcro and feed strap through buckle on either strap to loosen the belt or pull D rings away from the buckle to tighten the belt (b).




Ensure strap is fed through the triglide as a safety precaution in case the camlock is opened accidentally.

9.2 Hip laterals

To adjust the width of the hip laterals loosen the knob (a) adjust to the required width and retighten.

To adjust the depth, loosen the two allen bolts (b) with the multi tool provided, adjust to the required depth and retighten the allen bolts.

The angle of the hip laterals can be adjusted by loosening allen bolt (c), adjusting to the required angle and retightening the bolt.




9.3 Backrest Height

The overall height of the backrest can be adjusted by loosening the two knobs, then positioning to the shoulder height of the user. Once in position the knobs should be retightened securely. The height can be fine tuned when the user is in the seat. When the height is lowered the cushion must be pulled around the bottom of the back rest and secured to the back of it via the Velcro and elastic tabs.



Use caution when adjusting to minimum setting as fingers could become trapped between moving and static parts.



9.4 Backrest Angle

The backrest can be angled by loosening the ratchet handle (a). Select the position you require then retighten the ratchet handle securely. Always ensure the back angle is secure to maintain the desired posture for the child.

The backrest angle can be adjusted with the child in the seat, but always support the backrest with one hand.




Always make sure the bolt is secure as this could cause injury to the child or carer.



9.5 Seat depth

To adjust the seat depth simply loosen the knobs (a) on the underside of the seat base, pull the seat base towards you until the required seat depth has been achieved and tighten the knobs securely.




9.6 Footplate Height

To set the height of size 1 and 2 footplate, loosen the bolt (a) on the front of the calf support tube and slide the footplate to the required height and retighten the bolt. For Size 3, loosen the bolts on the sides of each calf support (b). Slide the footplate to the required height and retighten the bolt.



Always check the footplate is secure to prevent the user sliding forward and down in the seat which could pose a choking hazard if a chest or trunk harness is attached.





9.7 Footplate angle

To set the angle of the Size 1 and 2 footplate, loosen the ratchet handle (a) set to the required angle and retighten the handle. For Size 3 loosen the bolt (b), set to the required angle and retighten the bolt.



Always use caution to ensure fingers do not become trapped when adjusting the angle.



9.8 Sacral support

To adjust the height, loosen the bolts on either side with the multi tool provided. Adjust the support to the correct height and retighten the bolts.




Always use caution to ensure fingers do not become trapped when adjusting the sacral support.



9.9 Chest Lateral supports

Loosen the allen bolts (a) to adjust the width, height and angle of the lateral supports and retighten when you have achieved the desired position.

To move the flipaway laterals, use knob (b).



9.10 Chest harness

To change the width of the chest harness. Lift the front cover, adjust the Velcro straps to the desired width and replace the cover.



9.11 Trunk Harness

The trunk harness will be open but remain attached by side clip (a). When placing the child in the seating system bring the trunk harness across the front and attach by connecting the clip into the buckle on the other side (b). All of the connecting straps are adjustable by releasing the camlock, adjusting to the desired position and then securing the camlock.



9.12 Sandals

To position the sandals simply loosen the knob under the footplate, select the position required and refasten the knob. To position the user's feet in the sandals secure the Velcro ankle and toe straps provided.



9.13 Attaching the ankle huggers

Slide the webbing through the slot in the sandal. Loop the webbing back up and through the bottom of the triglide. Then pass the webbing through the top of the triglide. Finally to lock the webbing in place, pass it through the bottom of the triglide again. Trim strap to required length.



9.14 Shoulder support

To adjust the height of the shoulder support, loosen the allen bolts, adjust to the required height and retighten the bolts.

9.15 Head support


To adjust the height and depth of the Size 1 & 2 head support, loosen the hand knobs (a) and when set to the required position retighten the knobs. Use same method for Size 3 only use the ratchet handle instead of knob (b). Do not remove the head support while the user is in the seat.



Never use the head support to force the position of the user's head.





Always use caution to ensure fingers do not become trapped when adjusting the head support.



9.16 Armrest adjustment

To adjust the height of the armrest loosen the hand knob (a), set to the desired height and retighten. To adjust the angle, rotate ratchet handle (b) until the desired position has been achieved.



9.17 Tray adjustment

The height and angle of the tray are set by adjusting the armrests as detailed above. To remove or adjust the depth of the tray loosen the knobs (a) under the armrest, set to the desired position and retighten securely.



Always use caution to ensure the child's hands or arms do not become trapped when inserting the tray.



Never use the tray to steer or push the chair.



Do not place objects, hotter than 40 degrees Celcius on the tray.



Please note that the tray is for the use of the user only. Do not lean or place objects on the tray, greater than 8kgs (17.6lbs).



Frequent adjustment for daily use (therapists/ carers/parents)

Parents and carers should be shown how to make frequent adjustments and be made aware of the safety checks in Section 6 by a technically and clinically competent person who has been trained in the use of the product. Leckey recommend that a written record is maintained of all parent and carers who have been trained in the use of this product.

10

Frequent adjustment for daily use (therapists/ carers/parents)

Parents and carers should be shown how to make frequent adjustments and be made aware of the safety checks in Section 6 by a technically and clinically competent person who has been trained in the use of the product. Leckey recommend that a written record is maintained of all parent and carers who have been trained in the use of this product.

10

10.1 Transferring your child into and out of the seat

Before transferring the child into the seat carry out the daily product inspection as outlined in section 13 of this user manual.

Adjust the seat to a comfortable height to facilitate transfer. Lock all the castors, ensuring that they are facing outwards to maximise product stability. Make sure the safety buckle on the chest harness is released and is out of the way to facilitate transfer.

If the seat has flip-away chest laterals, first move these out of the way. Unclip the pelvic harness in the middle. Lastly if sandals are fitted open the straps. You are now ready to transfer or hoist the child into the seat.

Once the child is in the seat, firstly fasten the pelvic harness using the middle buckle. Then refasten the sandal straps and any other harnesses, and reposition the chest laterals.



Always secure the pelvic harness or Pelvic Cradle first before fastening other buckles or harnesses. Adjust the harness so the child cannot slide or creep forward in the seat.

10.2 Adjusting the pelvic harness

For side adjustment, open the Camlocks and either pull the straps to tighten or feed the straps through to loosen, depending on fit required (a). To adjust in the centre pull the D Ring from the velcro and feed strap through buckle on either strap to loosen the belt or pull D rings away from the buckle to tighten the belt (b).



Ensure strap is fed through the triglide as a safety precaution in case the camlock is opened accidentally.



10.3 Chest and Trunk Harness Adjustment

If the child requires chest support as part of their postural support programme the seat will be fitted with rigid laterals or a combination of laterals, chest harness and trunk harness. These may need to be adjusted on a daily basis to accommodate differences in clothing.

Always check with your therapist as to the optimum positioning and tensioning of the straps and support items for the child.

To change the width of the chest harness, lift the front cover, adjust the Velcro straps and set to the desired width. When the correct width has been achieved replace the cover.

Please refer to section 9 for specific guidance on adjusting the trunk harness. Always make sure the plastic buckles are fully engaged when using the chest harness.



Check the harness and laterals are secure to ensure the child is safe and cannot slide forward in the seat as this may restrict their breathing.



If the child is active or has extensor spasms check the pelvic harness is secure after each spasm to ensure the child is safe and cannot slide forward in the seat.



Always fasten the centre buckle on the pelvic harness before making any other adjustments.



10.4 Chassis

The Everyday Activity Seat is designed to fit onto several Chassis options. Size 1 fits onto a basic and hi-low gas spring chassis. Size 2 fits onto a basic, hi-low gas spring and hi-low powered chassis. Size 3 fits onto a basic and hi-low hydraulic chassis. This user manual shows the correct and safe use of the seating system with these chassis options. The castors on the chassis include directional locks. To apply the locks push down on the grey pedal. When the directional locks are in use the chair will steer with the back castors.

10.5 Height Adjustment – Hi-low chassis

You can carry out this adjustment with the user in the chair. To adjust the height of the hi-low chassis press the foot lever at the rear of the chassis whilst holding the push handle. Once you remove your foot from the pedal the seat will be fixed at the chosen height. For safety the height adjustment pedal on the chassis can be locked by engaging the locking pin (a) on the right hand side of the pedal. To unlock pull the pin out and rotate 90 degrees, the pedal can then be operated. The locking pin (a) should be kept in the locked position when you are not adjusting the chassis.

Before using the foot pedal, pull the pedal out away from the seat.



Always keep the locking pin engaged when you are not adjusting the chassis. This will prevent the foot pedal being operated accidentally.



10.6 Height Adjustment – Basic chassis



For children over the weight of 27kg (60lbs), raising the Hi low chassis is a 2 person lift (UK lifting and handling regulations).



Always use caution as hands could become trapped when height adjusting the base.



The height of the Basic Chassis should be set before putting the child in the seat. To adjust the height loosen the ratchet handle (a) at the rear of the main stem and adjust the seat to the required height. To lower the seat height, apply weight centrally on the seat base above the centre stem. Retighten the ratchet handle to secure.



Check the ratchet handle regularly to ensure the seat height adjustment is secure.



Do not height adjust with the child in the seat.



10.7 Height Adjustment - Hi-Low Hydraulic Chassis

You can carry out this adjustment with the user in the chair. To adjust the height of the hi-low chassis use a pump action on the foot lever at the rear of the chassis whilst holding the push handle. Once you remove your foot from the pedal the seat will be fixed at the chosen height.

Before using the foot pedal, pull the pedal out away from the seat.



10.8 Height Adjustment - Hi-Low Powered Chassis

You can carry out this adjustment with the user in the chair. Press the up or down arrowed button the handset depending on height required. Hold the button in until required height is achieved. When you release the button the seat will be fixed at the chosen height.



10.9 Tilt in Space

The tilt in space can be angled while the user is in the seat. Before you adjust the tilt in space angle of the seat always ensure the pelvic harness is secured preventing the user from sliding forward in the seat.

To adjust the tilt angle press the lever under the seat base. Once you have selected the angle you require, by simply removing your hand from the lever, the chair will be locked in position. The tilt in space should be locked off while the user is in the seat. To lock the lever twist the pull pin to the right hand side of the lever and the pin will pop into position. You may have to lift the lever slightly to allow it to lock.

To unlock pull the pin out and rotate 90 degrees, the lever can then be operated.



Always keep the tilt in space lever in the locked position to prevent accidental actuation of the lever which could cause the seat unit to jolt and possibly cause injury to the child.



Please use handle bars when operating tilt in space.



Always check with your therapist that the use of tilt in space will not cause any obstructions to the child's airways.



Always keep a tight grip on handle bar with one hand when opening the lever.



10.10 Sandals

To position the user's feet in the sandals secure the Velcro straps provided so the foot is held in place. The straps should be placed over the bridge of the foot and over the toes.



If the child is wearing sandals or light footwear check the straps to make sure the webbing does not irritate the skin.

10.11 Tray adjustment

The tray can be used for a range of functions and its position can be fine tuned to suit the user and the activity whether it is for fun, education or feeding. To attach the grey, clear or black tray, insert the tray tubes through the centre of the armrests. To insert the Wooden tray, insert the single tray tube into the centre of the right or left armrest depending on position required. Once the tray is located in position (clear, black, grey or wooden) the knob (a) should be tightened securely.

Adjust the armrests to set the height and angle of the tray.



Always use caution as fingers could become trapped in the slot when adjusting the height.



Always use caution to ensure the child's hands or arms do not become trapped when inserting the tray.



Never use the tray to steer or push the chair.



10.12 Armrest adjustment



Do not place hot objects, greater than 40 degrees Celsius on the tray.



Please note that the tray is for the use of the user only. Do not lean or place heavy objects on the tray, not greater than 8kgs (17.6lbs).

To adjust the height of the armrest loosen the hand knob (a) set to the desired height and retighten. To adjust the angle rotate ratchet handle (b) until the desired position has been achieved.



10.13 Using the Flip-Up Footplate

To raise the footplate, lift up from the front (a). When fully upright the pull pin will lock automatically. To lower the footplate pull the pullpin out (b) and push the footplate down. It is possible to keep the footplate unlocked by twisting the pullpin once you have pulled out.



11 Cleaning & Care Information

How to Maintain

When cleaning we recommend that you use only warm water and a non-abrasive detergent. Never use organic solvents or dry cleaning fluids.

Upholstery and fabrics

1. The cushion covers can be removed, machine washed at 40°C and tumble dried at a low temperature. Please remove the foam from the following covers before washing:

Headrest

Backrest cushion

Seat base cushion

Shoulder protraction pad covers

All other soft upholstery can be placed into the washing machine intact, after removing bolts and fastenings.

2. The upholstery and fabrics can also be cleaned by hand whilst in place. When cleaning we recommend that you use only warm water and a non-abrasive detergent.

3. Staining should be removed as quickly as possible with absorbent cloth, towels or a sponge. Routine soap and warm water sponging is effective for ordinary soiling and minor spills. Be careful not to over wet the fabric as this will cause the staining to spread.

4 Antiseptic cleaning agents can be used on more stubborn stains. These may require a safe solvent such as Isopropyl Alcohol or Mineral Spirit. A half cup of household bleach to 5 litres of water can also be used as a useful disinfectant.

5. The pelvic and trunk harnesses can be machine washed at 40 Deg C. Make sure all bolts and fasteners are removed first as they may cause damage to your washing machine. Store these in a safe place and out of reach from children.

6 Always ensure the product is dry before use.

Metal and plastic components

1. Soap and water or antibacterial spray can be used for daily cleaning.

2. For deep cleaning a low pressure steam cleaner can be used.

3. Do not use solvents to clean plastic or metal components.

4. Make sure the product is dry before use.

12 Daily Product Inspection

(Therapists, Parents & Carers)

We recommend that daily visual checks of the equipment are carried out by therapists, carers or parents to ensure the product is safe for use. The recommended daily checks are detailed below.

1. Ensure all adjustment knobs and bolts are in place and secure.
2. Check all upholstery and Velcro for signs of wear and tear.
3. Check all castors are moving freely and lock securely.
4. Ensure the handle and locking pin on the seat interface plate is fully engaged and the seat unit is securely fixed onto the chassis.
5. Ensure the pelvic harness is fully secured around the user and they cannot slide or creep forward in the seat.
6. Ensure the footplate is attached securely.



If in any doubt to the continued safe use of your Leckey product or if any parts should fail, please cease using the product and contact our customer service department or your local dealer as soon as possible.

13 Annual Product Inspection

(Therapist, Technician, Leckey Product Advisor, Dealer)

Leckey recommend that each product should be subject to a detailed inspection at least once a year and every time the product is reissued for use. This inspection should be carried out by a technically competent person who has been trained in the use of the product and should include the following checks as a minimum requirement.

1. Check all ratchet handles, knobs, nuts, bolts and plastic buckles are in place, replacing any missing items. Paying particular attention to the following items;
 - > Headsupport locking bolts.
 - > Backrest height and angle adjustments bolts.
 - > Seat depth adjustment bolts.
 - > Pelvic harness / hip guide attachment bolts.
 - > Footrest height and angle adjustment.
2. Check the chassis height adjustment mechanism is working properly. If the chassis is foot pedal operated ensure the seat height doesn't change when the pedal is released. Also, check that the locking pin engages securely to prevent accidental height adjustment of the chassis.
3. Adjust the seat to its maximum range of tilt in space and ensure that the locking lever locks the seat out securely at varying point in this range.
4. Check that where the seat and chassis join there is no visible wear and tear on the metal components.
5. Lift the base to check each castor individually. Make sure they are moving freely and remove any dirt from the rubber wheels. Check that the brakes lock the wheels securely.

6. Visually check the structure of the product paying attention to weld points on the frame ensuring there are no signs of fatigue or cracking around the welds.

7. Leckey recommend that a written record is maintained of all annual product inspections. If in any doubt to the continued safe use of your Leckey product or if any parts should fail, please cease using the product and contact our customer service department or your local dealer as soon as possible.

14 Re-issuing Leckey Products

Most Leckey products are assessed and ordered to meet the needs of an individual user. Before reissuing a product we recommend that the therapist prescribing the product has carried out an equipment compatibility check for the new user and has ensured that the product being re-issued contains no modifications or special attachments.

A detailed technical inspection should be carried out on the product prior to re-issuing. This should be carried out by a technically competent person who has been trained in the use and inspection of the product. Please refer to section 13 for the required checks to be carried out.

Ensure the product has been cleaned thoroughly in accordance with section 11 of this manual.

Ensure a copy of the user manual is supplied with the product. A copy can be downloaded from our website www.leckey.com

Leckey recommend that a written record is maintained of all product inspections carried out during the reissue of the product.

If in any doubt to the continued safe use of your Leckey product or if any parts should fail, please cease using the product and contact our customer service department or your local dealer as soon as possible.

15 Product Servicing

Servicing of all Leckey products should only be carried out by technically competent persons who have been trained in the use of the product.

In the UK & ROI please contact the Leckey Service Centre on UK 0800 318265 or ROI 1800 626020 and our customer service department will be delighted to assist you with your servicing requirements.

All international service enquiries should be directed to the appropriate Leckey distributor who will be delighted to assist you. For further information on Leckey distributors please visit our website www.leckey.com

16 Technical Information

Size	1		2		3	
	mm/kg	inches/lbs	mm/kg	inches/lbs	mm/kg	inches/lbs
Max load	30kgs	66lbs	50kg	110lbs	100Kgs	220lbs
Weight - seat and basic chassis	22.5kg	50lbs	27kg	60lbs	29kg	64lbs
Weight - seat and hi-low chassis	29.5kg	65lbs	34kg	75lbs	49kg	108lbs
Seat height – basic chassis	450-600	17.7-23.6	450-600	17.7-23.6	450-600	17.7-23.6
Seat height – hi-low chassis	250-600	9.8-23.6	320-600	12.6-23.6	450-600	17.7-23.6
Seat width	160-280	6.3-11	260-380	10.2-15	340-500	13.4-19.7
Seat depth	150-280	5.9-11	230-380	9-15	330-480	13-18.9
Lateral chest distance	150-220	5.9-8.7	170-240	6.7-9.4	240-370	9.4-14.6
Back height	300-400	11.8-15.7	400-520	15.7-20.5	450-630	17.7-24.8
Back angle	30° supine 10° prone		30° supine 10° prone		30° supine 10° prone	
Armrest height	150-250	5.9-9.8	200-300	7.9-11.8	180-325	7-12.7
Lower leg length	150-250	5.9-9.8	250-450	9.8-17.7	250-450	9.8-17.7
Lower leg angle	-10° to +50°		-10° to +50°		-10° to +50°	
Foot plate angle	-15° to +10°		-15° to +10°		-15° to +10°	
Tilt-in-space	30° supine 10° prone		30° supine 10° prone		30° supine 10° prone	

All international service enquiries should be directed to the appropriate Leckey distributor who will be delighted to assist you. For further information on Leckey distributors please visit our website.

Accessories

- 151-1741 Size 1 seat base, backrest and basic chassis with gas spring and 100mm castors
- 151-2742 Size 2 seat base, backrest and hi-low chassis with gas spring and 100mm castors
- 151-1742 Size 1 seat base, backrest, and hi-low chassis with gas spring and 100mm castors
- 151-2741 Size 2 seat base, backrest and basic chassis with gas spring and 100mm castors
- 151-2764 Size 2 seat base, backrest and hi-low chassis powered, 100mm castors
- 151-3741 Size 3 seat base, backrest and basic chassis with gas spring and 100mm castors
- 151-3765 Size 3 seat base, backrest and a hydraulic Chassis with 125mm castors

- 151-1744-01 Size 1 cushions and covers - green (with sacral foam spacer pads)
- 151-2744-01 Size 2 cushions and covers - green (with sacral foam spacer pads)
- 151-3744-01 Size 3 cushions and covers - green (with sacral foam spacer pads)
- 151-1744-03 Size 1 cushions and covers - blue (with sacral foam spacer pads)
- 151-2744-03 Size 2 cushions and covers - blue (with sacral foam spacer pads)
- 151-3744-03 Size 3 cushions and covers - blue (with sacral foam spacer pads)
- 151-1744-04 Size 1 cushions and covers - pink (with sacral foam spacer pads)
- 151-2744-04 Size 2 cushions and covers - pink (with sacral foam spacer pads)
- 151-3744-04 Size 3 cushions and covers - pink (with sacral foam spacer pads)
- 151-3744-05 Size 3 cushions and covers - black (with sacral foam spacer pads)

- 151-2751-01 Size 1 & 2 contoured headrest hardware and cover - green
- 151-2751-03 Size 1 & 2 contoured headrest hardware and cover - blue
- 151-2751-04 Size 1 & 2 contoured headrest hardware and cover - pink
- 151-2751-15 Size 1 & 2 contoured headrest hardware and cover - grey
- 151-3751-05 Size 3 contoured headrest (black neoprene)

- 151-1753-01 Flat headrest, hardware and cover - green
- 151-1753-03 Flat headrest, hardware and cover - blue
- 151-1753-04 Flat headrest, hardware and cover - pink
- 151-1753-15 Flat headrest, hardware and cover - grey

- 120-893-01EDS Flat headrest, laterals assembly and covers - green
- 120-893-03EDS Flat headrest, laterals assembly and covers - blue
- 120-893-04EDS Flat headrest, laterals assembly and covers - pink
- 120-893-15EDS Flat headrest, laterals assembly and covers - grey

- 151-1637-01 Size 1 Rigid PU chest laterals pair (green cover included)
- 151-1637-03 Size 1 Rigid PU chest laterals pair (blue cover included)
- 151-1637-04 Size 1 Rigid PU chest laterals pair (pink cover included)
- 151-1637-15 Size 1 Rigid PU chest laterals pair (grey cover included)
- 151-2637-01 Size 2 Rigid PU chest laterals pair (green cover included)
- 151-2637-03 Size 2 Rigid PU chest laterals pair (blue cover included)
- 151-2637-04 Size 2 Rigid PU chest laterals pair (pink cover included)
- 151-2637-15 Size 2 Rigid PU chest laterals pair (grey cover included)
- 151-3637-01 Size 3 Rigid PU chest laterals pair (green cover included)
- 151-3637-03 Size 3 Rigid PU chest laterals pair (blue cover included)

151-3637-04	Size 3 Rigid PU chest laterals pair (pink cover included)
151-3637-05	Size 3 Rigid PU chest laterals pair (black cover included)
151-3637-15	Size 3 Rigid PU chest laterals pair (grey cover included)
151-1639-01	Size 1 flip away PU Chest laterals pair (green cover included)
151-1639-03	Size 1 flip away PU Chest laterals pair (blue cover included)
151-1639-04	Size 1 flip away PU Chest laterals pair (pink cover included)
151-1639-15	Size 1 flip away PU Chest laterals pair (grey cover included)
151-2639-01	Size 2 flip away PU Chest laterals pair (green cover included)
151-2639-03	Size 2 flip away PU Chest laterals pair (blue cover included)
151-2639-04	Size 2 flip away PU Chest laterals pair (pink cover included)
151-2639-15	Size 2 flip away PU Chest laterals pair (grey cover included)
151-3639-01	Size 3 flip away PU Chest laterals pair (green cover included)
151-3639-03	Size 3 flip away PU Chest laterals pair (blue cover included)
151-3639-04	Size 3 flip away PU Chest laterals pair (pink cover included)
151-3639-15	Size 3 flip away PU Chest laterals pair (grey cover included)
151-3639-05	Size 3 flip away PU Chest laterals pair (black cover included)
137-808-01EDS	Size 1 & 2 chest harness (green cover included)
137-808-03EDS	Size 1 & 2 chest harness (blue cover included)
137-808-04EDS	Size 1 & 2 chest harness (pink cover included)
137-808-15EDS	Size 1 & 2 chest harness (grey cover included)
133-625	Size 3 chest harness (black neoprene)
151-1757	Size 1 complex flipaway laterals pair (horizontal)
151-2757	Size 2 complex flipaway laterals pair (horizontal)
151-3757	Size 3 complex flipaway laterals pair (horizontal)
151-1758-01	Size 1 basic chest laterals pair (green cover included)
151-1758-03	Size 1 basic chest laterals pair (blue cover included)
151-1758-04	Size 1 basic chest laterals pair (pink cover included)
151-1758-15	Size 1 basic chest laterals pair (grey cover included)
151-2758-01	Size 2 basic chest laterals pair (green cover included)
151-2758-03	Size 2 basic chest laterals pair (blue cover included)
151-2758-04	Size 2 basic chest laterals pair (pink cover included)
151-2758-15	Size 2 basic chest laterals pair (grey cover included)
151-3758-01	Size 3 basic chest laterals pair (green cover included)
151-3758-03	Size 3 basic chest laterals pair (blue cover included)
151-3758-04	Size 3 basic chest laterals pair (pink cover included)
151-3758-15	Size 3 basic chest laterals pair (grey cover included)
151-3758-05	Size 3 basic chest laterals pair (black cover included)
151-3768-01	Size 3 Abduction Side Pad (green cover included)
151-3768-03	Size 3 Abduction Side Pad (blue cover included)
151-3768-04	Size 3 Abduction Side Pad (pink cover included)
151-3768-15	Size 3 Abduction Side Pad (grey cover included)
151-3768-05	Size 3 Abduction Side Pad (black cover included)
151-1748-01	Size 1 & 2 Protraction Pad pair (green cover included)
151-1748-03	Size 1 & 2 Protraction Pad pair (blue cover included)

151-1748-04 Size 1 & 2 Protraction Pad pair (pink cover included)
151-1748-15 Size 1 & 2 Protraction Pad pair (grey cover included)
151-3748-01 Size 3 Protraction Pad pair (green cover included)
151-3748-03 Size 3 Protraction Pad pair (blue cover included)
151-3748-04 Size 3 Protraction Pad pair (pink cover included)
151-3748-15 Size 3 Protraction Pad pair (grey cover included)

155-H001-L600 H-Style Harness Small & Strap Kit (Leckey)
155-H001-L601 H-Style Harness Med & Strap Kit (Leckey)
155-H001-L602 H-Style Harness Large & Strap Kit (Leckey)
155-H001-L603 H-Style Harness Xlarge & Strap Kit (Leckey)
155-N001-L600 Narrow Harness Small & Strap Kit (Leckey)
155-N001-L601 Narrow Harness Med & Strap Kit (Leckey)
155-N001-L602 Narrow Harness Large & Strap Kit (Leckey)
155-N001-L603 Narrow Harness Xlarge & Strap Kit (Leckey)
155-N001-L604 Narrow Harness Xxlarge & Strap Kit (Leckey)

151-1754 Size 1 side pads (pair - hardware only)
151-2754 Size 2 side pads (pair - hardware only)
151-3754 Size 3 side pads (pair - hardware only)

151-1750-01 Size 1 side pads cover pair - green
151-1750-03 Size 1 side pads cover pair - blue
151-1750-04 Size 1 side pads cover pair - pink
151-1750-15 Size 1 side pads cover pair - grey
151-2750-01 Size 2 side pads cover pair - green
151-2750-03 Size 2 side pads cover pair - blue
151-2750-04 Size 2 side pads cover pair - pink
151-2750-15 Size 2 side pads cover pair - grey
151-3750-01 Size 3 side pads cover pair - green
151-3750-03 Size 3 side pads cover pair - blue
151-3750-04 Size 3 side pads cover pair - pink
151-3750-15 Size 3 side pads cover pair - grey
151-3750-05 Size 3 side pads cover pair - black

151-1650-01 Size 1 pommel (green)
151-1650-03 Size 1 pommel (blue)
151-1650-04 Size 1 pommel (pink)
151-1650-15 Size 1 pommel (grey)
151-2650-01 Size 2 pommel (green)
151-2650-03 Size 2 pommel (blue)
151-2650-04 Size 2 pommel (pink)
151-2650-15 Size 2 pommel (grey)
151-3650-01 Size 3 pommel (green)
151-3650-03 Size 3 pommel (blue)
151-3650-04 Size 3 pommel (pink)
151-3650-15 Size 3 pommel (grey)
151-3650-05 Size 3 pommel (black)

151-1644	Size 1 tray plastic
151-2644	Size 2 tray plastic
151-1643	Size 1 tray wooden
151-2643	Size 2 tray wooden
151-3643	Size 3 tray wooden
133-2148	Tray assembly clear (Size 3 only)
133-2149	Tray assembly black (Size 3 only)
151-1747	Size 1 armrests
151-2747	Size 2 armrests
151-3747	Size 3 armrests
151-1660	Size 1 - 4 point pelvic belt
151-2660	Size 2 - 4 point pelvic belt
151-3660	Size 3 - 4 point pelvic belt
151-1745	Size 1 one piece footplate - metal
151-2745	Size 2 one piece footplate - metal
151-3745	Size 3 one piece footplate - metal
151-1746	Size 1 one piece footplate - wooden
151-2746	Size 2 one piece footplate - wooden
151-3746	Size 3 one piece footplate - wooden
133-2148	Tray assembly clear (Size 3 only)
133-2149	Tray assembly black (Size 3 only)
151-3766	Tray assembly clear additional 20mm seat width (Size 3 only)
151-3767	Tray assembly Black additional 20mm seat width (Size 3 only)
117-1781	Size 1 sandals, incl straps
117-2781	Size 2 sandals, incl straps
117-3781	Size 3 sandals, incl strap
151-1760	1" Sandal raiser (1 off)
151-1755	Size 1 footplate straps
151-2755	Size 2 footplate straps
151-3755	Size 3 footplate straps
151-1744-01VIN	Size 1 incontinence seatbase cover - green vinyl (with sacral foam spacer pads)
151-1744-03VIN	Size 1 incontinence seatbase cover - blue vinyl (with sacral foam spacer pads)
151-1744-04VIN	Size 1 incontinence seatbase cover - pink vinyl (with sacral foam spacer pads)
151-1744-15VIN	Size 1 incontinence seatbase cover - grey vinyl (with sacral foam spacer pads)
151-2744-01VIN	Size 2 incontinence seatbase cover - green vinyl (with sacral foam spacer pads)

- 151-2744-03VIN Size 2 incontinence seatbase cover - blue vinyl
(with sacral foam spacer pads)
- 151-2744-04VIN Size 2 incontinence seatbase cover - pink vinyl
(with sacral foam spacer pads)
- 151-2744-15VIN Size 2 incontinence seatbase cover - grey vinyl
(with sacral foam spacer pads)
- 151-3744-01VIN Size 3 wipe clean cushions and covers - green vinyl
(with sacral foam spacer pads)
- 151-3744-03VIN Size 3 wipe clean cushions and covers - blue vinyl
(with sacral foam spacer pads)
- 151-3744-04VIN Size 3 wipe clean cushions and covers - pink vinyl
(with sacral foam spacer pads)
- 151-3744-15VIN Size 3 wipe clean cushions and covers - grey vinyl
(with sacral foam spacer pads)
- 151-3744-05VIN Size 3 wipe clean cushions and covers - black vinyl
(with sacral foam spacer pads)
- 151-1763 EDS Swatch book of green, blue, pink, grey and black



Le Siège Everyday Activity est un système de siège conçu pour être utilisé à la maison et à l'école par des enfants affectés d'un handicap modéré. Le système est disponible en 3 grandeurs. La hauteur, profondeur et largeur du siège peuvent être ajustés et adaptés pour un utilisateur âgé d'un an jusqu'à l'âge adulte. Ce manuel vous offre les instructions nécessaires pour utiliser toutes les fonctions de ce système d'une façon simple, rapide et sécuritaire. En respectant les consignes de sécurité et d'entretien, vous profiterez d'une utilisation prolongée de cet appareil.

Contenido

- 01 Usage prévu
- 02 Déclaration de conformité
- 03 Conditions de garantie
- 04 Carnet d'entretiens et d'ajustements de cet appareil
- 05 Formation technique sur l'utilisation de cet appareil
- 06 Consignes de sécurité
- 07 Comment déballer et assembler
- 08 Installation des coussins et des recouvrements protectifs
- 09 Ajustements cliniques pour le contrôle du positionnement
- 10 Ajustements fréquents pour l'utilisation quotidienne
- 11 Information pour le nettoyage et l'entretien
- 12 Inspection quotidienne de l'appareil
- 13 Inspection annuelle de l'appareil
- 14 Réutilisation des produits Leckey
- 15 Service et entretien de l'appareil
- 16 Informations techniques

1. Usage prévu

Le Siège Everyday Activity est disponible en 3 grandeurs pour répondre aux besoins d'enfants handicapés de toutes tailles. La grandeur 1 est conçue pour les enfants de 1 à 6 ans, la grandeur 2 pour les enfants de 5 à 12 ans et la grandeur 3 pour les enfants de 11 à 18 ans. Le poids maximal de l'utilisateur est 30 kg, 50 kg et 100 kg, respectivement.

2. Déclaration de conformité

James Leckey Design Ltd., en sa qualité de fabricant et sous sa propre responsabilité, déclare que le Siège Everyday Activity de Leckey est conforme aux exigences de la directive médicale 93/42/CEE EN 12182 relative aux aides techniques et méthodes d'essai pour personnes handicapées.

3. Conditions de garantie

La garantie est valable uniquement si l'appareil est utilisé conformément aux conditions spécifiées et pour les besoins prévus, suivant l'ensemble des recommandations du fabricant (consulter également les conditions générales de vente, de livraison et de paiement). Tous les appareils et composantes de fabrication Leckey sont garantis pour une période de deux ans.

4. Carnet d'entretiens et d'ajustements de cet appareil

Votre appareil Leckey fait partie des dispositifs médicaux de catégorie 1 et, en tant que tel doit être prescrit, assemblé et révisé par un technicien qualifié seulement, qui a obtenu une formation sur l'utilisation de cet appareil. Leckey suggère de tenir à jour un carnet d'entretien détaillant toutes les interventions d'assemblage, d'installation, de révision et les inspections annuelles sur cet appareil.

5. Formation technique sur l'utilisation de cet appareil (clients et personnel soignant) Votre appareil Leckey fait partie des dispositifs médicaux de catégorie 1 et, en tant que tel Leckey suggère que les parents, éducateurs et personnel soignant qui utiliseront cet appareil soient informés par un technicien qualifié sur les sections suivantes de ce manuel d'utilisation.

Section 6

Consignes de sécurité

Section 9

Ajustement clinique pour alignement postural et usage quotidien

Section 10

Ajustements fréquents pour usage quotidien

Section 11

Consignes de nettoyage et d'entretien

Section 12

Inspection quotidienne de l'appareil

Leckey suggère de garder une liste de tous ceux qui ont reçues une formation sur l'utilisation de cet appareil.

6 Consignes de sécurité



6.1 Toujours lire les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.



6.2 Ne jamais laisser l'utilisateur de l'appareil Leckey sans surveillance. N'utilisez que des composantes approuvées par Leckey avec votre appareil. Ne jamais tenter de modifier l'appareil. Le non respect des consignes de sécurité peut placer l'utilisateur ou le personnel soignant en danger et annuler la garantie de cet appareil.



6.3 Utiliser exclusivement avec votre produit des composants approuvés par Leckey. Ne jamais tenter de modifier le produit. Le non respect des consignes peut mettre l'utilisateur ou le personnel soignant en danger et annulera la garantie du produit.



6.4 En cas de doute concernant l'utilisation sécuritaire de votre appareil ou de risque de pièces défectueuses, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et communiquez avec notre département du service à la clientèle ou représentant local aussitôt que possible.



Effectuer tous les ajustements de positionnement et assurez-vous qu'ils soient tous fermement fixés avant de placer l'utilisateur sur le siège. Certains ajustements peuvent nécessiter l'usage d'un outil, qui est fourni avec chaque appareil. Conserver tous les outils hors de la portée des enfants.



6.6 Pour des raisons sécuritaires, attachez toujours le harnais pelvien en premier, au moment d'installer l'utilisateur dans le siège.



6.7 Pour améliorer la stabilité de l'appareil, assurez-vous que les roues soient verrouillées perpendiculairement au châssis. Ceci est particulièrement important quand les fonctions de bascule et d'inclinaison sont engagées.



6.8 Quand le siège est utilisé, assurez-vous que la pédale et les boulons d'ajustement de la hauteur ainsi que la fonction de bascule soient verrouillés et qu'ils ne peuvent pas être ajustés ou changés par erreur, surtout si des enfants sont autour.



6.9 Le Siège Everyday Activity n'est pas un fauteuil roulant et bien que la mobilité soit une fonction importante du système, nous déconseillons de le déplacer sur un sol inégal quand un utilisateur y est installé. Il est important de prendre toutes les précautions nécessaires si vous devez transférer l'utilisateur d'un siège à l'autre.



6.10 Le Siège Everyday Activity n'a été soumis à aucun test d'impact et ne peut donc pas être utilisé pour le transport



6.11 Ne jamais laisser l'appareil sur une surface présentant une inclinaison supérieure à 5 degrés. Assurez-vous de toujours verrouiller les roulettes.



6.12 N'utiliser que la poignée à pousser pour déplacer le siège d'un endroit à un autre. Ne jamais utiliser le plateau.



6.13 L'appareil contient des composantes qui peuvent poser un risque d'étouffement pour les jeunes enfants. Assurez-vous que les poignées de verrouillages et les boulons qui sont à la portée des enfants soient bien serrés et sécurisés en tout temps.



6.14 Les produits Leckey répondent aux exigences des réglementations de sécurité contre les incendies, selon la norme EN12182. Cependant, l'appareil contient des composantes en plastique et doit être gardé à l'écart de toutes sources de chaleur directe, telle que la flamme nue, les cigarettes, radiateurs électriques ou au gaz.



6.15 Ne jamais déposer des objets chauds sur le plateau d'activité. Ils pourraient endommager le plastique.



6.16 Nettoyer régulièrement l'appareil. N'utilisez pas utiliser de nettoyeurs abrasifs. Effectuez quotidiennement des vérifications d'entretien afin de garder votre appareil Leckey en bon état de fonctionnement.



6.17 Cet appareil Leckey est conçu pour être utilisé à l'intérieur. Quand l'appareil n'est pas utilisé, rangez-le dans un endroit sec, éloigné des températures extrêmes. L'amplitude de températures d'utilisation conseillée pour cet appareil est de +5 à +40°C.

Comment déballer et assembler

Vérification des pièces

Félicitations sur l'achat de votre siège Everyday Activity de Leckey. Toutes les pièces sont emballées dans des sacs en polyéthylène clairement étiquetés. Déballer toutes les pièces avec précaution et assurez-vous que toutes les pièces que vous avez commandées soient incluent.



Ne laisser jamais les sacs en polyéthylène à la portée des enfants.

Outil polyvalent

Plusieurs ajustements nécessaires doivent être effectués en utilisant l'outil polyvalent, fourni avec chaque siège.



7.1 Installation des sandales

Pour installer les sandales; Dévissez la poignée et retirez les rondelles de chaque sandale. Placez chaque sandale sur l'appui pied en positionnant la vis dans la fente, réinstallez ensuite les rondelles et les poignées.



7.2 Installation des appuis bras

Insérer l'appui bras sur le support récepteur et sécurisez-le à la hauteur désirée en resserrant la poignée (a).



7.3 Fixation du plateau

Pour fixer le plateau en gris, noir ou transparent, faire passer les tubes du plateau dans le centre des accoudoirs (a). Pour fixer le plateau en bois, insérer le tube du plateau dans le centre de l'accoudoir droit ou gauche, en fonction de la position requise (b). Dès que le plateau est placé en position (gris, noir, transparent ou bois) bien resserrer la molette (c).



7.4 Installation des supports latéraux pour les hanches

Dévissez la poignée (a) située sous la base du siège. Placez le support du soutien latéral pour la hanche sur la vis. Remettez la poignée en place et bien la resserrer.



7.5 Installation des supports latéraux thoraciques, modèle escamotables ou standards

Pour installer les supports latéraux thoraciques, aligner le support sur les fentes du dossier en métal. Insérer les deux boulons Allen à travers la petite plaque ovale, la fente du dossier ensuite et les deux pièces coulissantes à l'intérieur du support. Bien resserrer.


Pour obtenir une hauteur plus élevée avec les supports latéraux, retirez-les, tournez-les à l'envers et réinstallez celui de gauche sur le côté droit et vice versa.




7.6 Fixation des cales antépulsion de l'épaule

Pour fixer les cales antépulsion de l'épaule, aligner les 3 trous de la plaque triangulaire sur les 3 trous du dossier (au dos). Aligner le support de cale antépulsion sur les 3 trous situés à l'avant du dossier. Insérer les 3 boulons et rondelles dans le dispositif de montage et serrer. Pour fixer les cales de protraction, dont la plaque triangulaire est fournie sans trou, sur le modèle de dossier le plus récent des sièges taille 1 ou taille 2, le kit d'adaptation SP-151-1843 est requis. Celui-ci contient une plaque triangulaire avec trou qui s'adapte au bouton-pression supplémentaire du nouveau dossier (b).

A



B




7.7 Installation du pommeau

Insérer le support du pommeau dans le sillon. Insérez ensuite la poignée (a) et bien la resserrer.



7.8 Fixation du repose-pieds

Pour les tailles 1 et 2, faire coulisser le repose-pieds sur le tube (a) coudé du mollet et serrer le boulon (b). Pour la taille 3, faire coulisser les tubes du repose-pieds sur les tubes (c) coudés du mollet et serrer les boulons de chaque support (d).



7.9 Fixation des cales latérales d'abduction

Aligner le support de cale latérale d'abduction sur la fente située à l'avant de l'assise quand la profondeur maximale du siège est atteinte. Faire coulisser dans la position requise, insérer le boulon et serrer fermement.



7.10 Fixation du harnais pelvien

Ouvrir chaque verrou à came (a). Attacher les 4 sangles en faisant passer chacune d'entre elles dans les verrous à came puis dans le système d'attache Tri-Glide (b) et les fermer.



7.11 Fixation de l'accessoire support du repose-tête Mygo

Passer les vis dans l'accessoire support et la pièce d'espacement du repose-tête Mygo. Aligner l'assemblage sur les trous de la plaque arrière et enfoncer. Fixer chaque extrémité à l'aide d'un boulon - serrer pour maintenir en place.



7.12 Fixation de la sangle appuie-mollets

Enrouler la sangle autour des 2 barres d'appuie-mollets. Aligner les boutons-pression sur la bande Velcro et fermer.



Après fermeture, faire glisser les boutons-pression à l'arrière de la barre support des mollets de façon à protéger les jambes de l'utilisateur.



Installation des coussins et recouvrements protectifs

8



8.1 Coussin du dossier

Pour installer le coussin du dossier, placez-le simplement contre le dossier et appuyez fermement afin d'engager les boutons à pression situés sur le haut. Attachez-le à la bande Velcro du dossier et faire passer l'élastique autour du crochet. Pour fixer les coussins du dossier ayant 4 rabats à une coque de siège équipée seulement de 2 boutons-pression, le kit d'adaptation SP-1842 est requis.



8.2 Coussin de l'assise du siège du siège

Pour installer le coussin de l'assise du siège, déposez-le sur l'assise du siège, et appuyez pour engager les boutons à pression (a) situés à l'arrière de l'assise du siège, passer ensuite le rabat sous le devant de l'assise du siège et sécuriser avec les boutons à pression (b). Un pan de tissu situé au centre du coussin d'assise peut servir à recouvrir le tube récepteur du pommeau quand celui-ci n'est pas utilisé. Abaisser ce pan de tissu en tirant par le dessous du coussin d'assise et l'attacher de chaque côté à l'aide des bandes Velcro. Quand le pommeau est utilisé, rentrer ce pan de tissu sous l'assise



8.3 Housses pour les soutiens latéraux thoraciques

Pour installer les housses des soutiens latéraux thoraciques, glissez-les le long des soutiens thoraciques. Insérez la boucle en plastique dans la fente de la housse, et passez les deux sangles à fermeture Velcro autour de la base moulé des soutiens et sécurisez à la bande Velcro illustré. Refermez la sangle.



8.4 Soutiens latéraux pour les hanches

Glissez les housses sur les supports des soutiens latéraux pour les hanches en vous assurant que la fermeture éclair soit orientée vers l'extérieur. Refermez la fermeture éclair et la bande velcro.



8.5 Housse des supports latéraux pour les hanches

Glissez la housse autour du support latéral jusqu'à ce qu'elle recouvre le mécanisme d'ajustement de l'angle d'inclinaison, tirez sur la languette pour la passer par dessus la partie supérieure du mécanisme et refermer en appuyant sur les boutons à pression.



8.6 Housses du coussin de antépulsion de l'épaule

Glisser la housse par-dessus l'assemblage pour la antépulsion de l'épaule et sécurisez avec la fermeture éclair.



8.7 Housse de l'appui tête

Pour les tailles 1 et 2, glisser le coussin sur l'appui-tête. Fermer le bouton-pression central et les deux boutons-pression latéraux. Ramener le rabat inférieur sous l'appui-tête et attacher la bande Velcro (a). Pour la taille 3, faire passer la housse sur l'appui-tête et fermer la fermeture à glissière (b).



8.8 Harnais thoracique

Le harnais thoracique peut être attaché en accrochant la boucle mâle (a) à la boucle femelle, d'un côté ou de l'autre du soutien latéral.



8.9 Fixation du harnais de torse

Votre harnais de torse sera livré avec deux sangles latérales réglables, deux sangles d'épaule réglables, quatre clips de fixation de verrou à came (deux avec sangles en toile, deux sans), deux boulons à tête fraisée, deux boulons à tête ronde et quatre écrous de blocage. Fixer les clips de fixation de verrou à came (a), deux en haut (sans les sangles) et deux en bas (avec sangles) à l'aide d'une clé et d'un outil polyvalent. Attacher les deux du bas en insérant les boulons à tête ronde dans le trou de la sangle en toile. Glisser chacune des quatre sangles (b) dans chacun des supports de verrou à came et bloquer en appuyant sur le support. Puis relier les sangles d'épaule (c) par les fixations du haut et par deux sur le côté.

A



B



C



8.10 Housse de cale latérale d'abduction

Placer la housse sur la cale latérale d'abduction et fermer la fermeture à glissière.



Ajustements cliniques pour le contrôle du positionne- ment

L'ajustement clinique de l'appareil doit être effectué par une personne ayant les compétences techniques et cliniques nécessaires et ayant obtenue une formation spécifique à l'utilisation de cet appareil. Leckey suggère de garder à jour un carnet d'occurrences sur tous les ajustements de cet appareil.

Ajustez la hauteur du dossier, la profondeur de l'assise et la hauteur de l'appui pied avant d'installer l'enfant dans le siège. Ces ajustements peuvent être modifiés après que l'enfant soit installé dans le siège.



9.1 Harnais pelvien

Pour le réglage latéral, ouvrir les verrous à came et tendre les sangles pour resserrer ou les tirer pour desserrer, en fonction de l'ajustement requis (a). Pour le réglage central, tirer sur l'anneau en forme de D de la bande Velcro et faire passer la sangle dans la boucle de l'une ou l'autre pour desserrer la ceinture ou retirer les anneaux en D de la boucle pour resserrer la ceinture (b).



S'assurer que la sangle est passée dans le système d'attache Tri-Glide ; ceci étant une précaution supplémentaire en cas d'ouverture accidentelle du verrou à came.




9.2 Soutiens latéraux pour les hanches

Pour ajuster la largeur des soutiens latéraux pour les hanches, desserrer la poignée (a), l'ajuster à la largeur requise et resserrer.

Pour ajuster la profondeur, desserrer les deux boulons Allen (b) avec l'outil polyvalent fourni, ajuster à la profondeur requise et resserrer les boulons.

L'angle des soutiens latéraux pour les hanches peut être ajusté en desserrant le boulon Allen (c). Ajustez ensuite l'inclinaison requise et resserrez le boulon.



9.3 Hauteur du dossier

La hauteur du dossier peut se ajusté en desserrant les deux poignées, positionnez ensuite à la hauteur d'épaule requise pour l'enfant. Quand la position est telle que désiré, bien resserrer les poignées. La hauteur peut être ajustée à nouveau quand l'enfant est installé dans le siège. Si vous devez diminuer la hauteur, le coussin doit être tiré sous le bas du dossier et attaché à l'endos avec les bandes de velcro et les élastiques.



Il existe un risque de se coincer les doigts entre les pièces fixes et amovibles, durant les ajustements d'amplitude minimale.




9.4 Inclinaison du dossier

Le dossier peut être incliné en desserrant la poignée à cliquet (a). Choisissez la position requise et resserrer fermement la poignée. Assurez-vous de toujours vérifier que l'inclinaison du dossier soit bien verrouillée afin de maintenir la position désirée pour l'enfant.

L'angle d'inclinaison du dossier peut être ajusté à nouveau même si l'enfant est déjà installé dans le siège, en supportant toujours le dossier d'une main.




Pour éviter des blessures à l'occupant du siège ou à la personne soignante, assurez-vous que le boulon soit toujours bien verrouillé.



9.5 Profondeur de l'assise

Pour ajuster la profondeur de l'assise du siège, desserrer les boulons (a) situés en dessous et tirez l'assise vers vous pour obtenir la profondeur désirée. Resserrer fermement ensuite les boulons.




9.6 Hauteur de repose-pieds

Pour régler la hauteur du repose-pieds taille 1 et 2, desserrer le boulon (a) situé à l'avant du tube de soutien mollet, puis faire coulisser le plateau à la hauteur requise et resserrer le boulon. Pour la taille 3, desserrer les boulons sur les côtés de chaque soutien de mollet (b). Ajuster le repose-pied à la hauteur requise et resserrer les boulons.



Assurez-vous que l'appui pied soit bien sécuritaire. Pour éviter un risque d'étouffement ou autre accident ; Si l'utilisateur glissait vers l'avant en s'affaissant dans le siège, ceci pourrait poser un risque d'étouffement si un harnais thoracique était utilisé.





9.7 Angle d'inclinaison du repose-pieds

Pour régler l'angle d'inclinaison du repose-pieds taille 1 et 2, desserrer la poignée à cliquet (a), déplacer à la position requise, puis resserrer fermement. Pour la taille 3, desserrer le boulon (b), régler selon l'angle requis et resserrer le boulon.



Lors du réglage de l'angle d'inclinaison, prendre les précautions nécessaires afin d'éviter de se coincer les doigts.



9.8 Soutien sacral-lombaire

Pour ajuster la hauteur, desserrer les boulons d'un côté ou de l'autre à l'aide de l'outil polyvalent fourni. Ajuster le soutien à la hauteur requise et resserrer les boulons.




Il existe un risque de se coincer les doigts lors de l'ajustement du soutien sacral lombaire, prenez les précautions nécessaires.



9.9 Soutiens latéraux thoracique

Desserrez les boulons Allen (a) pour ajuster la largeur, la hauteur et l'angle des soutiens latéraux et resserrer quand vous avez atteint la position désirée.

Pour déplacer les latéraux escamotables, utiliser la poignée (b).



9.10 Harnais thoracique

Pour ajuster la largeur du harnais thoracique. Soulever la housse du devant, ajustez les courroies Velcro à la largeur désirée et remettre la housse en place.



9.11 Harnais de poitrine

Le harnais de torse sera ouvert, mais restera attaché par un clip (a) sur le côté. Quand l'enfant est placé dans le système d'assise, ramener le harnais de torse sur le devant et l'attacher en reliant le clip à la boucle, de l'autre côté (b). Toutes les sangles d'attaches sont réglables. Il suffit de dégager le verrou à came, d'ajuster à la position désirée, puis de fermer le verrou à came.



9.12 Sandales

Pour positionner les sandales, desserrez la poignée (a) située sous l'appui pied, ajustez à la position requise et resserrer la poignée. Pour positionner les pieds de l'utilisateur dans les sandales, sécurisez les courroies Velcro fournies autour des chevilles et des orteils.



9.13 Fixation des orthèses de cheville

Glissez la sangle dans la fente de la sandale. Ramenez la sangle en la faisant passer dans le bas du système d'attache Tri-Glide. Puis faites-la passer dans le haut du système d'attache Tri-Glide. Enfin, pour la maintenir en place, passez-la à nouveau dans le bas du système d'attache Tri-Glide. Ajustez selon la longueur nécessaire.



9.14 Soutien pour les épaules

Pour ajuster la hauteur du soutien pour les épaules, desserrer les boulons Allen, ajuster à la hauteur requise et resserrer les boulons.



9.15 Appui tête


Pour régler la hauteur et la profondeur de l'appui-tête taille 1 et 2, desserrer les manettes (a) puis les resserrer dès que vous avez obtenu la position désirée. Procéder de la même manière pour la taille 3, mais en utilisant la poignée à cliquet au lieu de la molette (b). Ne pas retirer l'appui-tête quand l'utilisateur se trouve dans le siège.



N'utilisez jamais l'appui tête pour forcer le positionnement de la tête de l'utilisateur.



Lors du réglage du repose-tête, prendre les précautions nécessaires afin d'éviter de se coincer les doigts.



9.16 Ajustement des appuis bras

Pour ajuster la hauteur des appuis bras, desserrer la poignée (a), ajuster à la position requise et resserrer. Pour ajuster l'angle, tourner la poignée à cliquet (b) jusqu'à la position requise.



9.17 Ajustement du plateau

La hauteur et l'angle du plateau peuvent être ajustés par les appuis bras; pour retirer ou ajuster la profondeur du plateau, desserrer les poignées (a) situées sous les appuis bras, ajuster à la position requise, et resserrer fermement.



Prenez toujours les précautions nécessaires pour éviter de coincer les mains ou les bras de l'enfant en insérant le plateau.



N'utilisez jamais le plateau pour diriger ou pousser le système de siège.



Ne posez jamais sur le plateau des objets dont la température est supérieure à 40°C.




Prenez note que le plateau est réservé à l'usage de l'enfant seulement. Ne vous appuyez jamais sur le plateau ou y déposer des objets dont le poids est supérieur à 8 kg.



Ajustements fréquents pour l'utilisation quotidienne (thérapeutes/ personnel soignant/ parents)

Il est conseillé qu'une personne ayant les compétences techniques et cliniques nécessaires, ayant reçue une formation spécifique à l'utilisation de cet appareil montre aux parents et au personnel soignant comment effectuer les ajustements fréquents ainsi que les contrôles de sécurité, détaillés dans la section 6. Leckey suggère de garder à jour une liste de tout le personnel soignant et de l'entourage familial qui auraient reçue une formation spécifique à l'utilisation de ce produit.



10.1 Transférer votre enfant dans et hors du siège

Avant de transférer l'enfant dans le siège, effectuez l'inspection quotidienne de l'appareil en suivant la procédure détaillée à la section 13 de ce manuel d'utilisation.

Ajustez le siège à une hauteur pratique pour faciliter le transfert. Verrouillez les roulettes en position perpendiculaire au châssis afin d'optimiser la stabilité de l'appareil. Assurez-vous que la boucle de sécurité du harnais thoracique soit désengagée et mise de côté pour faciliter le transfert.

Si le siège est équipé de soutiens thoraciques latéraux escamotables, dégagez les vers l'extérieur. Ouvrir la courroie centrale du harnais pelvien. Si le siège est équipé de sandales, désengagez les courroies des sandales. Vous pouvez maintenant installer l'enfant dans le siège ou le sortir du siège.

Dès que l'enfant est installé dans le siège, refermez premièrement le harnais pelvien à l'aide de la boucle centrale. Refermez ensuite les courroies des sandales et tous autres harnais de maintien, Repositionnez finalement les soutiens thoraciques latéraux.



Toujours fermer le harnais ou la ceinture pelvienne en premier. Ajuster le harnais ou la ceinture de façon à ce que l'enfant ne puisse pas glisser dans le siège ni basculer vers l'avant.

10.2 Ajustement du harnais pelvien

Pour le réglage latéral, ouvrir les verrous à came et tendre les sangles pour resserrer ou les tirer pour desserrer, en fonction de l'ajustement requis (a). Pour le réglage central, tirer sur l'anneau en forme de D de la bande Velcro et faire passer la sangle dans la boucle de l'une ou l'autre pour desserrer la ceinture ou retirer les anneaux en D de la boucle pour resserrer la ceinture (b).



S'assurer que la sangle est passée dans le système d'attache Tri-Glide ; ceci étant une précaution supplémentaire en cas d'ouverture accidentelle du verrou à came.



10.3 Ajustement du harnais pour le corps et le harnais thoracique

Si l'enfant nécessite un soutien thoracique dans le cadre de son programme de maintien postural, le siège sera équipé de soutiens latéraux rigides ou d'une combinaison de soutiens latéraux, harnais thoracique et harnais pour le corps. Ceux-ci peuvent nécessiter un ajustement quotidien en fonction des vêtements que l'enfant devra porter.

Vérifiez toujours avec votre thérapeute si vous avez des doutes concernant le positionnement, l'ajustement des courroies et des accessoires de soutien nécessaires.

Pour ajuster la largeur du harnais thoracique, soulever le recouvrement du devant, ajuster les courroies Velcro à la position requise et remettre le recouvrement en place.

Reportez-vous à la section 9 concernant les conseils spécifiques sur l'ajustement du harnais pour le corps. Assurez-vous que les boucles en plastique soient toujours bien engagées avant d'utiliser le harnais thoracique.



Pour assurer qu'il ne se produise aucun accident ou restriction respiratoire ; vérifier que le harnais et les soutiens latéraux soient bien sécuritaires, que l'enfant soit bien maintenu et qu'il ne puisse pas glisser vers l'avant du siège.



Si l'enfant est agité ou souffre des spasmes en extension, vérifier après chaque spasme que le harnais pelvien soit toujours bien en place, que l'enfant soit toujours maintenu confortablement et qu'il ne puisse pas glisser vers l'avant du siège.



mez toujours la boucle centrale du harnais pelvien avant d'effectuer tous autres ajustements.



10.4 Châssis

Le siège d'activité quotidienne est conçu pour s'adapter sur plusieurs châssis. La taille 1 s'adapte sur un châssis à vérin à gaz de base ou hi-low. La taille 2 s'adapte sur un châssis électrique à vérin à gaz, de base ou hi-low. La taille 3 s'adapte sur un châssis hydraulique de base ou hi-low. Ce manuel vous explique comment utiliser correctement et en toute sécurité le système d'assise couplé à l'un ou l'autre de ces châssis. Les roulettes du châssis sont à blocage directionnel. Pour les bloquer, il faut appuyer sur la pédale grise. Quand le blocage directionnel est activé, le fauteuil pivote avec les roulettes arrière.

10.5 Ajustement de la hauteur - châssis Hi-Low

Vous pouvez réaliser ce réglage avec l'utilisateur installé dans le fauteuil. Pour régler la hauteur du châssis Hi-Low, appuyer sur la pédale située à l'arrière du châssis tout en maintenant la poignée à pousser. Le siège se bloquera à la hauteur choisie dès que vous retirez le pied de la pédale. Par mesure de sécurité, il est possible de bloquer la pédale de réglage de la hauteur en enclenchant la broche de verrouillage (a) sur le côté droit de la pédale. Pour débloquer et utiliser à nouveau la pédale, il suffit de tirer sur la broche de verrouillage et de la tourner à 90 degrés. La broche de verrouillage (a) doit être laissée en position fermée quand vous ne procédez pas au réglage du châssis.

Avant d'utiliser la pédale de pied, tirer la pédale hors loin du siège.



Pour éviter de faire fonctionner la pédale accidentellement, gardez toujours la goupille (a) en position de verrouillage quand vous n'effectuez pas d'ajustement du châssis.



10.6 Ajustement en hauteur - châssis de base



Le châssis Hi-Low doit être soulevé par deux personnes s'il est occupé par un enfant d'un poids plus élevé que 27 kg. (réglementations britanniques relatives au levage et à la manutention).



Il existe un risque de se coincer les mains ou les doigts durant l'ajustement de la base. Prenez les précautions nécessaires.



L'ajustement de la hauteur du châssis de base doit être effectué avant d'installer l'enfant dans le siège. Pour ajuster la hauteur, desserrer la poignée à cliquet (a) située à l'arrière du tube principale du châssis et ajuster le siège à la hauteur requise. Pour abaisser le siège, appuyer au centre de l'assise du siège, au-dessus du tube principale du châssis. Resserrer la poignée à cliquet pour sécuriser l'ajustement.



Vérifier régulièrement la poignée à cliquet pour vous assurer que l'ajustement soit toujours sécuritaire.



N'ajustez pas la hauteur si l'enfant est installé dans le siège.



10.7 Réglage en hauteur - châssis hydraulique Hi-Low

Vous pouvez réaliser ce réglage avec l'utilisateur installé dans le fauteuil. Pour régler la hauteur du châssis Hi-Low, appuyer sur la pédale située à l'arrière du châssis tout en maintenant la poignée à pousser. Le siège se bloquera à la hauteur choisie dès que vous retirez le pied de la pédale.

Avant d'utiliser la pédale de pied, tirer la pédale hors loin du siège.



10.8 Réglage en hauteur - châssis électrique Hi-Low

Vous pouvez réaliser ce réglage avec l'utilisateur installé dans le fauteuil. Appuyer sur la flèche ascendante ou descendante de la télécommande en fonction de la hauteur requise. Maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la hauteur requise soit obtenue. Quand vous relâchez le bouton, le siège reste à la hauteur choisie.



10.9 Position bascule

Vous pouvez placer le siège en position basculé avec l'enfant déjà installé à l'intérieur. Avant d'ajuster l'angle d'inclinaison du dossier, assurez-vous toujours que le harnais pelvien soit bien sécuritaire pour éviter que l'utilisateur glisse vers l'avant du siège.

Pour ajuster l'angle d'inclinaison, appuyer sur le levier sous la base du siège. Dès que vous avez sélectionné l'angle requis, il suffit de retirer votre main du levier pour que le siège soit verrouillé en position. Si l'enfant est installé dans le siège, la position bascule doit être verrouillée. Pour verrouiller le siège en position de bascule, tourner la goupille vers la droite du levier; le verrouillage est alors engagé. Vous devrez peut-être aussi soulever légèrement le levier pour engager le verrouillage. Pour libérer et utiliser le levier, tirer sur la goupille et la faire pivoter à 90°.



Gardez toujours le levier de bascule en position verrouillé pour éviter toute manipulation accidentelle qui pourrait causer une secousse ou des blessures à l'enfant.



Utilisez les barres d'appui quand le siège est en position de bascule.



Assurez-vous de vérifier avec votre thérapeute que l'utilisation de la position de bascule ne provoquera pas d'obstructions des voies respiratoires de l'enfant.



Toujours maintenir fermement la barre d'une main lors du dégageage de la manette.



10.10 Sandales

Pour positionner les pieds de l'utilisateur dans les sandales, fermer les courroies Velcro fournies de façon à maintenir les pieds en place. Les courroies doivent être placées au-dessus du pied et au niveau des orteils.



Si l'enfant porte des sandales ou des chaussures légères, vérifier régulièrement les courroies pour vous assurer qu'elles n'irritent pas la peau de l'enfant.

10.11 Ajustement du plateau

Le plateau peut avoir diverses fonctions et il est possible de régler son positionnement en fonction de l'utilisateur et de l'activité (ludique, éducative ou alimentaire). Pour fixer le plateau en gris, noir ou transparent, faire passer les tubes du plateau dans le centre des accoudoirs. Pour fixer le plateau en bois, insérer le tube du plateau dans le centre de l'accoudoir droit ou gauche, en fonction de la position requise. Dès que le plateau est placé en position gris, noir, transparent ou bois) bien resserrer la molette (a).

Ajuster les accoudoirs pour régler la hauteur et l'angle d'inclinaison du plateau.



Prenez les précautions nécessaires pour ne pas vous coincer les doigts, lors de l'ajustement de la hauteur.



Prenez toujours les précautions nécessaires pour éviter de coincer les mains ou les bras de l'enfant en insérant le plateau.



10.12 Ajustement des appuis bras



N'utilisez jamais le plateau pour diriger ou pousser le système de siège.



Ne posez jamais sur le plateau des objets dont la température est supérieure à 40°C.



Prenez note que le plateau est réservé à l'usage de l'enfant seulement. Ne vous appuyez jamais sur le plateau ou y déposer des objets dont le poids est supérieur à 8 kg.

Pour ajuster la hauteur des appuis bras, desserrer la poignée (a), ajuster à la position requise et resserrer. Pour ajuster l'angle, tourner la poignée à cliquet (b) jusqu'à l'obtention de la position requise.



10.13 Utilisation du repose-pieds rabattable

Pour relever le repose-pieds, le soulever par le devant (a). Lorsqu'il est relevé à son maximum, la goupille se bloque automatiquement. Pour abaisser le repose-pieds, tirer sur la goupille pour la débloquer (b) et rabattre le repose-pieds. Il est possible de maintenir le repose-pieds non bloqué en tournant la goupille après l'avoir tirée.



11 Information pour le nettoyage et l'entretien

Comment entretenir votre appareil Leckey

Nous vous suggérons d'utiliser seulement de l'eau tiède et un détergent non abrasif pour nettoyer votre appareil Leckey. N'utilisez jamais de solvants organiques ni de produits liquides conçus le nettoyage à sec.

Housses du coussin et recouvrement protectifs

1. Les housses du coussin peuvent être retirées et lavées à la machine à 40°C et sécher à la machine, à basse température. Veuillez retirer la mousse des recouvrements protectifs suivants avant le lavage :

Appui tête

Coussin du dossier

Coussin du siège

Recouvrement du coussin contre la antépulsion de l'épaule

Tous les autres recouvrements souples peuvent être mis tels quel dans la laveuse, après avoir retiré les boulons et attaches.

2. Les recouvrements de coussin et autre recouvrement protectifs peuvent aussi être nettoyés à la main et sur place. Pour le nettoyage de l'appareil, nous vous suggérons d'utiliser seulement de l'eau tiède et un détergent non abrasif.

3. Il est conseillé de nettoyer les taches le plus rapidement possible à l'aide d'un chiffon absorbant, de serviettes ou d'une éponge. Éponger avec de l'eau tiède et du savon est une façon efficace d'enlever les salissures courantes et de petites éclaboussures. Assurez-vous de ne pas trop tremper le tissu de cette façon car cela risquerait d'élargir la tache.

4 Pour les taches tenaces, vous pouvez

utiliser des nettoyants antiseptiques tel L'alcool isopropylique et l'alcool minéral. Une demi-tasse de javellisant dans 5 litres d'eau peut également servir de solution désinfectante.

5. Les harnais pelvien et thoraciques sont lavables à la machine, à 40°C. Assurez-vous d'enlever tous les boulons ou boutons à pression avant de laver les harnais pour éviter d'endommager votre laveuse. Rangez-les dans un endroit sûr et hors de la portée des enfants.

6 Assurez-vous que l'appareil soit sec avant de l'utiliser.

Composantes en métal et en plastique

1. Pour un nettoyage quotidien, utilisez de l'eau avec du savon ou un atomiseur antibactérien.
2. Pour un nettoyage en profondeur, vous pouvez utiliser un nettoyeur à vapeur à basse pression.
3. N'utilisez jamais de solvants pour nettoyer les composantes en métal ou en plastique.
4. Assurez-vous que l'appareil soit sec avant de l'utiliser.

12 Inspection quotidienne de l'appareil

(Ergothérapeutes, parents et personnel soignant)

Nous suggérons qu'une inspection visuelle de l'appareil soit effectuée tous les jours par les ergothérapeutes, les parents ou le personnel soignant afin d'assurer l'utilisation sécuritaire de l'appareil. Les vérifications routinières sont détaillées ci-dessous.

1. Assurez-vous que tous les boulons et poignées d'ajustement soient en place et bien sécurisés.
2. Vérifier que les recouvrements protectifs et courroies Velcro ne présentent aucun signe d'usure.
3. Vérifier que les roues tournent librement et peuvent être verrouillées en toute sécurité.
4. Assurez-vous que la poignée et la goupille de verrouillage de la plaque d'interface du siège soient bien enclenchées et que le siège soit installé sur le châssis correctement.
5. Assurez-vous que le harnais pelvien soit bien en place autour de l'utilisateur, pour éviter que celui-ci glisse du siège bascule vers l'avant accidentellement.
6. Assurez-vous que l'appui pied soit installé de façon sécuritaire.



En cas de doute concernant l'utilisation sécuritaire de votre appareil Leckey ou de risque de pièces défectueuses, cessez immédiatement l'utilisation et communiquez avec notre département du service à la clientèle ou distributeur local dès que possible.

13 Inspection annuelle de l'appareil

(Ergothérapeute, technicien, représentant de produits Leckey, distributeur)

Leckey suggère que chaque appareil soit soumis à une inspection détaillée au moins annuellement et chaque fois que l'appareil subi une révision en vue d'une réutilisation. Cette inspection doit être effectuée par une personne qualifiée, ayant reçue une formation technique spécifique à l'utilisation de cet appareil. Elle doit comprendre au moins les vérifications suivantes.

1. Vérifier que l'ensemble des poignées à cliquet, poignés, écrous, boulons et boucles en plastique soient en place, et remplacez tous les éléments manquants. Portez une attention particulière aux éléments suivants :
 - > Vis de verrouillage de l'appui pied.
 - >Boulons d'ajustement de l'angle d'inclinaison et de la hauteur du dossier.
 - >Boulons d'ajustement de la profondeur du siège.
 - >Boulons d'installation du harnais pelvien/ guide pour les hanches.
 - >ajustement de la hauteur et de l'angle d'inclinaison de l'appui pied.
2. Vérifier que le mécanisme d'ajustement de la hauteur du châssis fonctionne correctement. Si l'ajustement du châssis doit être effectué à l'aide d'une pédale, assurez-vous que la hauteur du siège ne change avec le relâchement de la pédale. Vérifier également que la goupille de verrouillage soit bien enclenchée afin d'empêcher tout changement accidentel de la hauteur du châssis.
3. Ajustez la position du dossier selon l'angle d'inclinaison maximale et assurez-vous que le levier de verrouillage maintienne fermement le siège dans cette position d'inclinaison.

4. Vérifiez que les pièces métalliques, au point de contact entre le siège et le châssis ne présente aucun signe d'usure.

5. Soulever la base pour vérifier chaque roue individuellement. Vérifier qu'elles puissent tourner librement et enlever toute trace de saleté sur le caoutchouc des roues. Vérifier que les freins bloquent fermement les roues en place.

6. Effectuer une vérification visuelle de la structure de l'appareil en portant une attention particulière aux points de soudure du châssis. Assurez-vous qu'il n'y ait aucune trace d'usure ou de fissure autour des points de soudures.

7. Leckey suggère de tenir à jour, un carnet de toutes les inspections annuelles effectuées sur cet appareil.

En cas de doute concernant l'utilisation sécuritaire de votre appareil Leckey ou de risque de pièces défailantes, cessez immédiatement l'utilisation et communiquez avec notre département du service à la clientèle ou distributeur local dès que possible.

14 Réutilisation des appareils Leckey

La plupart des appareils Leckey sont commandés spécifiquement selon les besoins de l'utilisateur. Avant de réutiliser un appareil, nous suggérons qu'une évaluation de compatibilité de l'équipement soit effectuée par l'ergothérapeute ayant prescrit le produit au nouvel utilisateur. Il/elle doit notamment s'assurer que le produit destiné à une réutilisation n'a subi aucune modifications ou n'inclus aucun accessoire spécial.

Avant sa réutilisation, une inspection technique détaillée de l'appareil doit être effectuée par une personne qualifiée, ayant reçue une formation techniques spécifique à l'utilisation de cet appareil. Veuillez vous reporter à la section 13 concernant les vérifications requises.

Assurez-vous que l'appareil ait été minutieusement nettoyé, en respectant les consignes de la section 11 de ce manuel.

Assurez-vous qu'une copie du manuel d'utilisation soit fournie avec l'appareil. Vous pouvez télécharger le manuel d'utilisation de notre site Web: www.leckey.com

Leckey suggère de garder à jour un carnet de toutes les inspections effectuées sur l'appareil pour la durée de la réutilisation.

En cas de doute concernant l'utilisation sécuritaire de votre appareil Leckey ou de risque de pièces défectueuses, cessez immédiatement l'utilisation et communiquez avec notre département du service à la clientèle ou distributeur local dès que possible.

15 Service et entretien de l'appareil

L'entretien de tout appareil Leckey doit être effectué exclusivement par une personne qualifiée, ayant reçue une formation technique spécifique à l'utilisation de cet appareil.

Au R.-U. et en République d'Irlande, communiquez avec notre centre de service Leckey au 0800 318265 (R.-U.) ou 1800 626020 (Rép. d'Irlande). Et nos représentants du service à la clientèle seront heureux de répondre à vos besoins de service et d'entretien.

Toutes demandes de service technique internationales doivent être adressées au distributeur Leckey concerné qui se fera un plaisir de vous aider. Pour de plus amples informations sur les distributeurs Leckey, visitez notre site Web www.leckey.com

16 Informations techniques

Taille	1		2		3	
	mm/kg	pouces/lbs	mm/kg	pouces/lbs	mm/kg	pouces/lbs
Charge maximale	30kgs	66lbs	50kg	110lbs	100Kgs	220lbs
Poids total (siège et châssis de base)	22.5kg	50lbs	27kg	60lbs	29kg	64lbs
Poids total (siège et châssis Hi-Low)	29.5kg	65lbs	34kg	75lbs	49kg	108lbs
Hauteur du siège (châssis de base)	450-600	17.7-23.6	450-600	17.7-23.6	450-600	17.7-23.6
Hauteur du siège (châssis Hi-Low)	250-600	9.8-23.6	320-600	12.6-23.6	450-600	17.7-23.6
Largeur de l'assise	160-280	6.3-11	260-380	10.2-15	340-440	13.4-17.3
Profondeur de l'assise	150-280	5.9-11	230-380	9-15	330-480	13-18.9
Distance entre les soutiens latéraux	150-220	5.9-8.7	170-240	6.7-9.4	240-370	9.4-14.6
Hauteur du dossier	300-400	11.8-15.7	400-520	15.7-20.5	450-630	17.7-24.8
Angle d'inclinaison du dossier	30° position dorsale 10° position ventrale		30° position dorsale 10° position ventrale		30° position dorsale 10° position ventrale	
Hauteur de l'accoudoir	150-250	5.9-9.8	200-300	7.9-11.8	180-325	7-12.7
Longueur de la jambe inférieure (châssis de base)	150-250	5.9-9.8	250-450	9.8-17.7	250-450	9.8-17.7
Angle de la jambe inférieure	-10° to +50°		-10° to +50°		-10° to +50°	
Angle de la plaque de l'appui pied	-15° to +10°		-15° to +10°		-15° to +10°	
Bascule	30° position dorsale 10° position ventrale		30° position dorsale 10° position ventrale		30° position dorsale 10° position ventrale	

Accessoires

- 151-1741 Base du siège, grandeur 1, dossier et châssis standard avec ressort à gaz et roulettes de 100 mm
- 151-2742 Base du siège, grandeur 2, dossier et châssis Hi-Low avec ressort à gaz et roulettes de 100 mm
- 151-1742 Base du siège, grandeur 1, dossier et châssis Hi-Low avec ressort à gaz et roulettes de 100 mm
- 151-2741 Base du siège grandeur 2, dossier et châssis standard avec ressort à gaz et roulettes de 100 mm
- 151-2764 Assise, dossier et châssis électrique hi-low taille 2, roulettes 100 mm
- 151-3741 Base du siège grandeur 3, dossier et châssis standard avec ressort à gaz et roulettes de 100 mm
- 151-3765 Assise, dossier et châssis hydraulique taille 3, roulettes 125 mm

- 151-1744-01 Coussins et housses, grandeur 1 - vert
(avec cales de positionnement sacral en mousse)
- 151-2744-01 Coussins et housses, grandeur 2 - vert
(avec cales de positionnement sacral en mousse)
- 151-3744-01 Coussins et housses, grandeur 3 - vert
(avec cales de positionnement sacral en mousse)
- 151-1744-03 Coussins et housses, grandeur 1 - bleu
(avec cales de positionnement sacral en mousse)
- 151-2744-03 Coussins et housses, grandeur 2 - bleu
(avec cales de positionnement sacral en mousse)
- 151-3744-03 Coussins et housses, grandeur 3 - bleu
(avec cales de positionnement sacral en mousse)
- 151-1744-04 Coussins et housses, grandeur 1 - rose
(avec cales de positionnement sacral en mousse)
- 151-2744-04 Coussins et housses, grandeur 2 - rose
(avec cales de positionnement sacral en mousse)
- 151-3744-04 Coussins et housses, grandeur 3 - rose
(avec cales de positionnement sacral en mousse)
- 151-3744-05 Coussins et housses taille 3 - noir
(avec cales de positionnement sacral en mousse)

- 151-2751-01 Visserie appui-tête profilé taille 1 & 2 et housse - verte
- 151-2751-03 Visserie appui-tête profilé taille 1 & 2 et housse - bleu
- 151-2751-04 Visserie appui-tête profilé taille 1 & 2 et housse - rose
- 151-2751-15 Visserie appui-tête profilé taille 1 & 2 et housse - gris

- 151-3751-05 Appui-tête anatomique taille 3 (néoprène noir)
- 151-1753-01 Appui-tête plat, visserie et housse - verte
- 151-1753-03 Appui-tête plat, visserie et housse - bleu
- 151-1753-04 Appui-tête plat, visserie et housse - rose
- 151-1753-15 Appui-tête plat, visserie et housse - gris
- 120-893-01EDS Appui-tête plat, supports latéraux et housses - verte
- 120-893-03EDS Appui-tête plat, supports latéraux et housses - bleu
- 120-893-04EDS Appui-tête plat, supports latéraux et housses - rose
- 120-893-15EDS Appui-tête plat, supports latéraux et housses - gris

151-1637-01 Jeu de supports latéraux poitrine, PU rigide, taille 1 (housse verte incluse)
151-1637-03 Jeu de supports latéraux
151-1637-04 Jeu de supports latéraux poitrine, PU rigide, taille 1 (housse rose incluse)
151-1637-15 Jeu de supports latéraux poitrine, PU rigide, taille 1 (housse gris incluse)
151-2637-01 Jeu de supports latéraux poitrine, PU rigide, taille 2 (housse verte incluse)
151-2637-03 Jeu de supports latéraux poitrine, PU rigide, taille 2 (housse bleu incluse)
151-2637-04 Jeu de supports latéraux poitrine, PU rigide, taille 2 (housse rose incluse)
151-2637-15 Jeu de supports latéraux poitrine, PU rigide, taille 2 (housse gris incluse)
151-3637-01 Jeu de supports latéraux poitrine, PU rigide, taille 3 (housse verte incluse)
151-3637-03 Jeu de supports latéraux poitrine, PU rigide, taille 3 (housse bleu incluse)
151-3637-04 Jeu de supports latéraux poitrine, PU rigide, taille 3 (housse rose incluse)
151-3637-05 Jeu de supports latéraux poitrine, PU rigide, taille 3 (housse noir incluse)
151-3637-15 Jeu de supports latéraux poitrine, PU rigide, taille 3 (housse gris incluse)

151-1639-01 Jeu de supports latéraux poitrine rabattables, PU rigide, taille 1 (housse verte incluse)
151-1639-03 Jeu de supports latéraux poitrine rabattables, PU rigide, taille 1 (housse bleu incluse)
151-1639-04 Jeu de supports latéraux poitrine rabattables, PU rigide, taille 1 (housse rose incluse)
151-1639-15 Jeu de supports latéraux poitrine rabattables, PU rigide, taille 1 (housse gris incluse)
151-2639-01 Jeu de supports latéraux poitrine rabattables, PU rigide, taille 2 (housse verte incluse)
151-2639-03 Jeu de supports latéraux poitrine rabattables, PU rigide, taille 2 (housse bleu incluse)
151-2639-04 Jeu de supports latéraux poitrine rabattables, PU rigide, taille 2 (housse rose incluse)
151-2639-15 Jeu de supports latéraux poitrine rabattables, PU rigide, taille 2 (housse gris incluse)
151-3639-01 Jeu de supports latéraux poitrine rabattables, PU rigide, taille 3 (housse verte incluse)
151-3639-03 Jeu de supports latéraux poitrine rabattables, PU rigide, taille 3 (housse bleu incluse)
151-3639-04 Jeu de supports latéraux poitrine rabattables, PU rigide, taille 3 (housse rose incluse)
151-3639-15 Jeu de supports latéraux poitrine rabattables, PU rigide, taille 3 (housse gris incluse)
151-3639-05 Jeu de supports latéraux poitrine rabattables, PU rigide, taille 3 (housse noir incluse)

137-808-01EDS Harnais de poitrine taille 1 & 2 (housse verte incluse)
137-808-03EDS Harnais de poitrine taille 1 & 2 (housse bleu incluse)
137-808-04EDS Harnais de poitrine taille 1 & 2 (housse rose incluse)
137-808-15EDS Harnais de poitrine taille 1 & 2 (housse gris incluse)
133-625 Harnais de poitrine taille 3 (néoprène noir)

151-1757 Jeu de supports latéraux rabattables taille 1 (Horizontal)
151-2757 Jeu de supports latéraux rabattables taille 2 (Horizontal)
151-3757 Jeu de supports latéraux rabattables taille 3 (Horizontal)

151-1758-01 Jeu de supports latéraux poitrine, standard, taille 1 (housse verte incluse)
151-1758-03 Jeu de supports latéraux poitrine, standard, taille 1 (housse bleu incluse)
151-1758-04 Jeu de supports latéraux poitrine, standard, taille 1 (housse rose incluse)
151-1758-15 Jeu de supports latéraux poitrine, standard, taille 1 (housse gris incluse)
151-2758-01 Jeu de supports latéraux poitrine, standard, taille 2 (housse verte incluse)
151-2758-03 Jeu de supports latéraux poitrine, standard, taille 2 (housse bleu incluse)
151-2758-04 Jeu de supports latéraux poitrine, standard, taille 2 (housse rose incluse)
151-2758-15 Jeu de supports latéraux poitrine, standard, taille 2 (housse gris incluse)
151-3758-01 Jeu de supports latéraux poitrine, standard, taille 3 (housse verte incluse)
151-3758-03 Jeu de supports latéraux poitrine, standard, taille 3 (housse bleu incluse)
151-3758-04 Jeu de supports latéraux poitrine, standard, taille 3 (housse rose incluse)
151-3758-15 Jeu de supports latéraux poitrine, standard, taille 3 (housse gris incluse)
151-3758-05 Jeu de supports latéraux poitrine, standard, taille 3 (housse noir incluse)

151-3768-01 Cale latérale d'abduction taille 3 (housse verte incluse)
151-3768-03 Cale latérale d'abduction taille 3 (housse bleu incluse)
151-3768-04 Cale latérale d'abduction taille 3 (housse rose incluse)
151-3768-15 Cale latérale d'abduction taille 3 (housse gris incluse)
151-3768-05 Cale latérale d'abduction taille 3 (housse noir incluse)

151-1748-01 Coussin contre antépulsion grandeur 1 et 2 (housse verte incluse)
151-1748-03 Coussin contre antépulsion grandeur 1 et 2 (housse bleu incluse)
151-1748-04 Coussin contre antépulsion grandeur 1 et 2 (housse rose incluse)
151-1748-15 Coussin contre antépulsion grandeur 1 et 2 (housse gris incluse)
151-3748-01 Coussin contre antépulsion grandeur 3 (housse verte incluse)
151-3748-03 Coussin contre antépulsion grandeur 3 (housse bleu incluse)
151-3748-04 Coussin contre antépulsion grandeur 3 (housse rose incluse)
151-3748-15 Coussin contre antépulsion grandeur 3 (housse gris incluse)
151-3748-05 Coussin contre antépulsion grandeur 3 (housse noir incluse)

155-H001-L600 Kit Petit Harnais Mh & Sangle (Leckey)
155-H001-L601 Kit Harnais Moyen Mh & Sangle (Leckey)
155-H001-L602 Kit Harnais Large Mh & Sangle (Leckey)
155-H001-L603 Kit Harnais Xlarge Mh & Sangle (Leckey)
155-N001-L600 Kit Harnais Étroit Petit (Leckey)
155-N001-L601 Kit Harnais Étroit Moyen (Leckey)
155-N001-L602 Kit Harnais Étroit Large (Leckey)
155-N001-L603 Kit Harnais Étroit X Large (Leckey)
155-N001-L604 Kit Harnais Étroit XX Large (Leckey)

151-1754 Soutiens latéraux, grandeur 1 (paire - quincaillerie seulement)
151-2754 Soutiens latéraux, grandeur 2 (paire - quincaillerie seulement)
151-3754 Soutiens latéraux, grandeur 3 (paire - quincaillerie seulement)

151-1750-01 Housse pour soutiens latéraux, grandeur 1 (verte)
151-1750-03 Housse pour soutiens latéraux, grandeur 1 (bleu)
151-1750-04 Housse pour soutiens latéraux, grandeur 1 (rose)
151-1750-15 Housse pour soutiens latéraux, grandeur 1 (gris)
151-2750-01 Housse pour soutiens latéraux, grandeur 2 (verte)
151-2750-03 Housse pour soutiens latéraux, grandeur 2 (bleu)

151-2750-04	Housse pour soutiens latéraux, grandeur 2 (rose)
151-2750-15	Housse pour soutiens latéraux, grandeur 2 (gris)
151-3750-01	Housse pour soutiens latéraux, grandeur 3 (verte)
151-3750-03	Housse pour soutiens latéraux, grandeur 3 (bleu)
151-3750-04	Housse pour soutiens latéraux, grandeur 3 (rose)
151-3750-15	Housse pour soutiens latéraux, grandeur 3 (gris)
151-3750-05	Housse pour soutiens latéraux, grandeur 3 (noir)
151-1650-01	Pommeau, grandeur 1 (verte)
151-1650-03	Pommeau, grandeur 1 (bleu)
151-1650-04	Pommeau, grandeur 1 (rose)
151-1650-15	Pommeau, grandeur 1 (gris)
151-2650-01	Pommeau, grandeur 2 (verte)
151-2650-03	Pommeau, grandeur 2 (bleu)
151-2650-04	Pommeau, grandeur 2 (rose)
151-2650-15	Pommeau, grandeur 2 (gris)
151-3650-01	Pommeau, grandeur 3 (verte)
151-3650-03	Pommeau, grandeur 3 (bleu)
151-3650-04	Pommeau, grandeur 3 (rose)
151-3650-15	Pommeau, grandeur 3 (gris)
151-3650-05	Pommeau, grandeur 3 (noir)
151-1644	Plateau en plastique, grandeur 1
151-2644	Plateau en plastique, grandeur 2
151-1643	Plateau en bois, grandeur 1
151-2643	Plateau en bois, grandeur 2
151-3643	Plateau en bois, grandeur 3
133-2148	Ensemble plateau transparent (taille 3 uniquement)
133-2149	Ensemble plateau noir (taille 3 uniquement)
151-1747	Appui bras, grandeur 1
151-2747	Appui bras, grandeur 2
151-3747	Appui bras, grandeur 3
151-1660	Ceinture pelvienne 4 points grandeur 1
151-2660	Ceinture pelvienne 4 points grandeur 2
151-3660	Ceinture pelvienne 4 points grandeur 3
151-1745	Appui pied, une seule pièce, grandeur 1 - métal
151-2745	Appui pied, une seule pièce, grandeur 2 - métal
151-3745	Appui pied, une seule pièce, grandeur 3 - métal
151-1746	Appui pied, une seule pièce, grandeur 1 - bois
151-2746	Appui pied, une seule pièce, grandeur 2 - bois
151-3746	Appui pied, une seule pièce, grandeur 3 - bois
133-2148	Ensemble plateau transparent (taille 3 uniquement)
133-2149	Ensemble plateau noir (taille 3 uniquement)

- 151-3766 Ensemble plateau transparent, assise supplémentaire 20 mm (taille 3 uniquement)
- 151-3767 Ensemble plateau noir, assise supplémentaire 20 mm (taille 3 uniquement)
- 117-1781 Sandales grandeur 1, courroies incluses
- 117-2781 Sandales grandeur 2, courroie incluses
- 117-3781 Sandales Grandeur 3, courroies incluses
- 117-1760 Pièce d'élévation pour sandale, 1''
- 151-1755 Courroies pour la base de l'appui pied, grandeur 1
- 151-2755 Courroies pour la base de l'appui pied, grandeur 2
- 151-3755 Courroies pour la base de l'appui pied, grandeur 3
- 151-1744-01VIN Housse d'assise protection incontinence taille 1 - vinyle vert (avec cales de positionnement sacral en mousse)
- 151-1744-03VIN Housse d'assise protection incontinence taille 1 - vinyle bleu (avec cales de positionnement sacral en mousse)
- 151-1744-04VIN Housse d'assise protection incontinence taille 1 - vinyle rose (avec cales de positionnement sacral en mousse)
- 151-1744-15VIN Housse d'assise protection incontinence taille 1 - vinyle gris (avec cales de positionnement sacral en mousse)
- 151-2744-01VIN Housse d'assise protection incontinence taille 2 - vinyle vert (avec cales de positionnement sacral en mousse)
- 151-2744-03VIN Housse d'assise protection incontinence taille 2 - vinyle bleu (avec cales de positionnement sacral en mousse)
- 151-2744-04VIN Housse d'assise protection incontinence taille 2 - vinyle rose (avec cales de positionnement sacral en mousse)
- 151-2744-15VIN Housse d'assise protection incontinence taille 2 - vinyle gris (avec cales de positionnement sacral en mousse)
- 151-3744-01VIN Coussins et housses lavables taille 3 - vinyle vert (avec cales de positionnement sacral en mousse)
- 151-3744-03VIN Coussins et housses lavables taille 3 - vinyle bleu (avec cales de positionnement sacral en mousse)
- 151-3744-04VIN Coussins et housses lavables taille 3 - vinyle rose (avec cales de positionnement sacral en mousse)
- 151-3744-15VIN Coussins et housses lavables taille 3 - vinyle gris (avec cales de positionnement sacral en mousse)
- 151-3744-05VIN Coussins et housses lavables taille 3 - vinyle noir (avec cales de positionnement sacral en mousse)
- 151-1763 Nuancier de couleurs du système d'assise (vert, bleu, rose, gris et noir)

LECKEY[®]



© 2020 Sunrise Medical Canada Inc.
237 Romina Drive, Unit 3
Concord, ON
Canada L4K 4V3

Phone: 800.263.3390
Fax: 800.561.5834
E-mail: cscanada@sunmed.com
www.SunriseMedical.ca

24 hour postural
care for babies,
kids & adults.
Sleeping, Sitting,
Standing, Walking,
Moving, Bathing,
Toileting.



204067-CAN, Rev. 1