

Hoyer® Advance



Le lève personne Advance est l'un des plus légers sur le marché. Pliant et compact il rend son utilisation facile et pratique.



Spécification	Impérial	Métrique
Charge de fonctionnement sécuritaire.....	341 lbs	155 kg
Longueur Hors Tout Maximum.....	51.2"	1300 mm
Longueur Hors Tout Minimum.....	49.2"	1250 mm
Hauteur Hors Tout Maximum.....	73.2"	1860 mm
Hauteur Hors Tout Minimum.....	53.5"	1360 mm

Dimensions Pliés	Impérial	Métrique
Hauteur.....	17.7"	450 mm
Profondeur.....	46.5"	1180 mm
Largeur.....	21.7"	550 mm
Hauteur Maximum de la barre d'écartement	66.5"	1690 mm
Hauteur Minimum de la Barre d'écartement	15.4"	390 mm (utilisable)
Hauteur à l'Atteinte Maximum.....	46.1"	1170 mm
Atteinte à la Hauteur Maximum.....	25.6"	650 mm
Atteinte à la Hauteur Minimum.....	13.8"	350 mm
Atteinte Maximum *.....	32.9"	835 mm
Rayon de Braquage.....	55.9"	1420 mm
Pattes Ouvertes: Largeur Interne.....	39.4"	1000 mm
Pattes Fermées: Largeur Externe.....	26.4"	670 mm
Hauteur Hors Tout des Pattes.....	4.5"	115 mm
Hauteur libre.....	1.2"	30 mm
Roues Jumelles Avant.....	3.0"	75 mm
Roues Arrière avec Freins.....	4.0"	100 mm

* Atteinte = Centre de la potence à l'avant du mât

Poids	Impérial	Métrique
Total	69.7 lbs	31.7 kg

Protection Contre Les Chocs Électriques

Chargeur - Catégorie II
Lève-Personne - Source d'Alimentation Interne

Degrés de Protection Contre les Chocs Électriques

Chargeur - Type B
Lève-Personne - Type B
Utilisation dans un environnement de: >+5°C <+40°C
Utilisation en dehors de cette plage peut affecter le fonctionnement

Devis Électrique

Batteries - 24 vDC rechargeables, scellées
Capacité de la Pile - 3.2A ampères heures
Entrée Nominale du Chargeur - 100-240v AC 24 VDC 50/60 hz
Sortie Nominale du Chargeur - 29.5VDC, Max 19W

Avantages

- Léger
- Pliant et compact
- Longue portée du bras
- Se sépare en deux
- Hauteur minimale des crochets de traverse VS le sol = 14"
- Indicateur de niveau de charge
- Look design